

翻身医疗床A温县翻身医疗床A翻身医疗床厂家销售

产品名称	翻身医疗床A温县翻身医疗床A翻身医疗床厂家销售
公司名称	衡水晨霞科技有限公司
价格	.00/电议
规格参数	品牌:晨霞 型号:YL10-11 产地:衡水
公司地址	肖张镇程阳村
联系电话	18531861633

产品详情

翻身医疗床A温县翻身医疗床A翻身医疗床厂家销售

- 1、当需要左右侧翻功能时，床面必须为水平位置，同样，背位床面升降时，侧位床面必须降置水平位置。
- 2、采取坐姿解便，轮椅功能或洗脚时，都需升起背位床面，请注意在此之前先将大腿位床面升至适当高度，以防病人下滑。
- 3、不要在崎岖不平的路面上行进，也不要再在有斜坡的路上停放。
- 4、每年对丝杠螺母，销轴部位加少许润滑油。
- 5、请经常检查各活动销轴，螺丝，护栏对丝，防止松动脱落。
- 6、严禁推拉气弹簧。
- 7、丝杠等传动部件，请不要用力操作，出现故障请检修后使用。
- 8、足位床面升降时，请先向上轻提足位床面，再提起控制把手，防止折断把手。
- 9、严禁在床的两头坐人。

10、禁止儿童操作,一般来说护理床的保修期为一年(脚轮保修半年)。