

梅特勒托利多微量天平维修

产品名称	梅特勒托利多微量天平维修
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	梅特勒托利多:XS105DU 梅特勒:XS205DU
公司地址	深圳市宝安区新安街道宝民东侧白金酒店公寓1 栋1209（注册地址）
联系电话	15302766020

产品详情

METTLER TOLEDO，梅特勒托利多微量天平维修 XS105DU XS205DU 剖析电子分析天平检修

全国各地服务项目，广东省上门服务，深圳市，广州市，东莞市，惠州市，珠海市，中山市，江门市，梅州市，汕头市，佛山，韶关市，长沙市，南昌市，武汉市，合肥市，南京市，杭州市，宁波市，福州市，重庆市，成都市，太原市，西安市，天津市等

商品详解

METTLER TOLEDO，梅特勒托利多微量天平维修

XS105DU梅特勒电子分析天平 商品详解

- 一、选用高精密、高像素后置摄像头式感应器，得到 称重结果；
- 二、自动式校正技术性(FACT),温度飘移和加工厂时间设置开启的内嵌标准砝码全自动校正，及其自动式线形校正技术性，得到 称重结果；
- 三、自变量程专利权设定（Deltarange)和双测量范围（Dualrange)设计方案，达到不一样试品的称重要求；
- 四、触摸显示屏设计方案（Touchscreen),便捷天平秤称重菜单栏和基本参数；
- 五、互联网称盘（Smartgrid)、得到 迅速、平稳的称重结果；
- 六、易巧称重部件（Ergoclips),达到应用不一样削皮器皿的称重要求；
- 七、可运动的表明操纵终端设备，使用方便；

八、彻底脱卸式的抗风罩设计方案，完成迅速清理；

九、内嵌RS232C通信插口选件槽，便捷连打印机、电脑上等外部设备；

十、提升天平秤适应能力的称重基本参数、达到不一样称重自然环境规定；十一、具备基本称重、统计分析称重、秘方称重、密度测定等内嵌应用软件

十二、E-loader软件，完成天平秤手机软件的即便升级。

XS105DU梅特勒电子分析天平 性能指标

梅特勒托利多电子天平秤触摸屏，按键板，薄膜开关，显示屏，传感器，电路板，主板，通讯板等配件

METTLER TOLEDO，梅特勒托利多微量天平维修

型号规格XS105DU大称数值41g / 120g易读性0.01mg/0.1mg大称数值可重复性(s)0.1mg10g可重复性(s)0.05mg
线性 $\pm 0.2\text{mg}/2$ 大称重1) 四角偏差0.3mg敏感度飘移0.0004%敏感度温度飘移2) 0.00015%/ 敏感度可靠性
3) 0.0002%/a典型性称重时间4) 4s/2s插口升级速度23/s抗风罩合理高宽

托利多电子天平维修，托利多分析天平维修，维修，配件，传感器，按键触摸板，校准，标定，调试安装，盘，脚，防风罩

MinWeigh小称量值功能，提供符合规范的称量帮助(需要梅特勒-托利多客户服务工程师现场设置激活)

天平校验功能(BalanceCheck)，自动提示用户使用外置砝码校验天平,确保称量结果始终准确

ProFACT级全自动校准技术，温度漂移和时间设置触发的内置砝码自动校准和全自动线性校准,获得精确称量结果

完全可拆卸、清洗的防风罩设计，实现快速清洁

高度可调节的内置防风罩，确保精确称量结果

可移动、分离的显示控制终端，方便天平使用

标配RS232通讯接口和一个可用于蓝牙、以太网、USB、LocalCan、RS232和PS/2通讯接口选件插槽，方便连接打印机、电脑等外围设备

显示屏塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀

6种内置应用称量程序:简单称量、计件称量、百分比称量、密度测定、统计功能、公事称量

梅特勒托利多微量天平维修