

标承实验仪器 滁州真空试验箱 真空试验箱

产品名称	标承实验仪器 滁州真空试验箱 真空试验箱
公司名称	上海标承实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区佘山工业园区强业路18号
联系电话	15021616898

产品详情

高温真空试验箱体结构

一种高温真空试验箱，包括箱体和门，所述门与箱体通过密封胶条圈密封连接，设置有冷却通道，所述冷却通道绕设于所述密封胶条圈设置，所述冷却通道内填充有冷却液。本实用新型通过冷却通道与密封胶条圈进行降温，高温箱内能够达到1000°的温度，极大提高了试验范围，使用效果好。

主权项：

一种高温真空试验箱，其特征在于：包括箱体和门，所述门与箱体通过密封胶条圈密封连接，设置有冷却通道，所述冷却通道绕设于所述密封胶条圈设置，真空试验箱，所述冷却通道内填充有冷却液。

真空箱适用范围：

真空干燥箱广泛应用于生物化学、化工制药、农业科研、环境保护等研究应用领域，特别适用于对干燥热敏性、易分解、易氧化物质和复杂成分物品进行快速的干燥处理。

产品特点：

真空环境下可以降低液体的沸点，真空干燥可以应用于热敏性物质。粉末或其他颗粒状样品可以有效缩短干燥时间。

加热元件位于箱体内部隔板上与传统真空干燥箱相比加热时间缩短50%（除6050系列与6250外）。

液晶微电脑智能PID温度控制器多组数据显示，菜单式操作界面，简单易用，控温精准波动小。

具有温度校正、超温报警、定时设定、来电恢复、参数记忆等功能。

外壳采用冷轧钢板制造，表面采用先进喷涂工艺，内胆采用不锈钢材质，四角半圆弧设计易清洁。

工作室与外箱之间保温材料为玻璃纤维保温材质，保温层厚度加厚处理，滁州真空试验箱，隔温效果良好，内胆热量损失少，工作室与外箱之间设计合理，减少了热源的损失，双层钢化玻璃密封门方便观察工作室物品。

箱门松紧可以任意调节，密封圈是整体成形的硅橡胶密封，确保箱内高真空不漏气。

采用特殊工艺冲压而成的铝搁板，具有高温不氧化，导热快。

储存、加热、试验和干燥在真空环境下或者充入惰性气体不会导致氧化。

自动真空度：

数显真空计自动控制真空度，真空计采用了电阻硅管压力传感器，保证稳定的压力值，通过控制面板可方

便地将真空度控制在所需要范围的两路点间，为您提供更加精准有效的真空度控制。

真空箱和干燥箱型号

101a型电热鼓风干燥箱101-1，101-2，101-3，400度 [2014-12-29]

101A型电热鼓风干燥箱参数： 型号：101A-0，101A-1，101A-2，101A-3，101A-4。 工作电压（V）：220，220，220，220，220。 控温范围（ ）：RT+10-300，RT+10-300，RT+10-300，RT+10-300，RT+10-300。 功率（KW）：1.6，1.8，2.2，4.0，宣城真空试验箱，6.0。

3min成为购买真空干燥箱行家 [2014-12-25]

怎样才能成为真空干燥箱的行家呢，下面是小白与大家分享的。首先要明白产品的基础知识。

1

要从真空箱密封性，密封不好容易出现漏气，真空度达不到。土方法检测就是放到水里，看是否漏水。

2。干燥箱内胆材质，一定需要304的，主要防生锈，生锈就容易漏气，黄山真空试验箱，如何鉴定304，买化学水滴下就可以了

3 外部观察，钢材越厚质量越... ..

真空干燥箱结构图，真空泵图片 [2014-12-20]

DGG-9240A立式恒温电热鼓风干燥箱常见故障 JPG - 621x426 - 18KB JPG - 297x275 - 34KB

标承实验仪器(图)-滁州真空试验箱-真空试验箱由上海标承实验仪器有限公司提供。上海标承实验仪器有限公司位于上海市松江区佘山工业园区强业路18号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前标承实验仪器在试验机中享有良好的声誉。标承实验仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。标承实验仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。