

# 美国奥豪斯电子天平维修传感器修理

产品名称	美国奥豪斯电子天平维修传感器修理
公司名称	深圳市松日鼎盛科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安西乡丰成商务维修中心（售后服务维修社）
联系电话	15302766020 15302766020

## 产品详情

美国奥豪斯电子天平维修，奥豪斯天平维修，OHAUS传感器修理

CP423C，CP522C，CP1502C，CP2202C，CP4202C，CP3202C 美国OHAUS电子天平

美国OHAUS电子天平AR4202CN优异的性能：

- 1.60M ARM高速处理器
- 2.环境滤波优化设置
- 3.出色的微量加样技术
- 4.新的数字处理技术，快速获得稳定的称量结果

友好的操作界面：

- 1.左右巡航导向按键
- 2.灵巧的SmarText™提示软件
- 3.宽视角智能背光液晶显示屏，双行数据显示

美国OHAUS电子天平AR4202CN独特的应用功能：

- 1.18种称量单位及自定义单位

2. 按键Beep声音
3. 丰富的称量模式
4. 数据同步采集工具DDE
5. 密度功能(适用于固体、液体、多孔材料等的密度测试)
6. 内置下挂式称钩
7. 标配RS232通讯接口
8. 带日期和时间的GLP/GMP打印(内置时钟电池)

美国OHAUS电子天平AR4202CN丰富的应用模式：

1. 计件称量 - 此应用模式可计算单一重量物品的数量，可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。
2. 百分比称量 - 在该模式下，先在秤盘上放上样品作为参考重量，参考重量将显示为101%，而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。此模式适用于溶剂配比、产品配方等方面的应用。
3. 动态称量 - 此应用模式适用于有质量变化的物体的称量，如小白鼠、挥发性物质等。可根据需要设置为：自动、半自动和手动状态。
4. 峰值保持 - 该功能可捕捉并显示一系列称量中大的稳定读数，可应用于原材料检验、过程质量控制等环节。
5. 密度直读 - OHAUS密度测定方法是借助于阿基米德原理(浮力法)来实现的，这种方法可以测定固体、液体及多孔材料的密度。(此功能需要配合OHAUS的密度组件)