

## CKX53显微镜配置参数

产品名称	CKX53显微镜配置参数
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:CKX53 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

### CKX53显微镜配置参数

可以配B G UV三组荧光

1	CKX53倒置相差荧光显微镜			
	CKX53SF	CKX53 frame with binocular tube and eyepieces (2pcs), including L-wrench GA4720, clamp for camera cable DO123600 (2pcs) and AB4x8SA screw (2pcs) CKX53机架，带三目观察筒	1	
	COVER-012	Dust cover Type 012 for CKX, CK ( L 300mm x W 440mm x H 440mm ) 防尘罩		
	CK2-SS	Stage extension		

		plate载物台延伸板		
	CKX3-MVR	Attachable mechanical stage with right-hand vertical low drive controls.带右手柄机械载物台		
	IX2-SL	Phase contrast slider, centrable, with phase ring for 4X, phase ring for 10X/20X and hole for phase ring for 40X ( IX2-SLPH2 ) or filter ( 45mm dia. ) , including centering tools AQ2302 ( 2 pcs ) 相差滑块 , 包括调中工具		
	IX2-SLPH1	Phase contrast ring slit相差环板		
	IX2-SLPH2			
	UPLFLN4XPHP	U plan semi apochromat phase ( pre-center ) objective 4X/0.13, W.D. 17.04X 平场半复消色差相差物镜, NA 0.13, 工作距离17mm		
	CACHN10XPHP	Acromat phase ( pre-center ) objective 10X/0.25, W.D. 8.8mm  10X平场相差物镜, NA 0.25, 工作距离8.8mm		
	LCACHN20XPHP	Long working distance achromat phase contrast ( pre-center ) objective 20X/0.4, WD 3.2  20X长工作距离平场半复消色差相差物镜, NA 0.4, 工作距离3.2mm		
	LCACHN40XPHP	Long working distance achromat phase contrast ( pre-center ) objective 40X/0.55, WD 2.2  40X长工作距离平场		

	半复消色差相差物镜, NA 0.55, 工作距离2.2mm		
LED荧光装置	RCKX53反射荧光照明器, 具有2个荧光镜组位置, 包含B蓝色激发滤色镜组和G绿色激发滤色镜组		
RX2000万像素摄像头	<p>智能12位ISP色彩还原、实时景深融合、实时图像拼接、实时荧光图像合成和编辑、HDR合成高动态图像、基于显微成像的智能自动曝光、智能测量工作流的建立工作流的多次重复执行单拍、延时拍照、录像、延时视频自动生成输出格式自主选择用户参数组保存与加载、动态\静态测量, 支持分图层测量</p> <p>自定义测量表尺、图层、精度、命名</p> <p>绘制: 点、线、矩形、多边形、圆</p> <p>数据导出至TXT或Excel</p> <p>报告自动生成和打印、软件开发辅助服务</p> <p>颜色类型彩色</p> <p>分辨率3072*2048、5472*3648</p> <p>帧率45fps@3072*2048、20fps@5472*3648、15fps@5472*3648</p> <p>曝光时间0.1ms-15s、0.2ms-10min</p> <p>制冷温度-15@室温25</p>		

自动设置曝光、色阶、白平衡

软件YUESHI  
Capture2.0

图片格式JPG/PNG/TIFF/DICOM

功能：实时图像拼接、实时景深融合，荧光合成