



吹入的潮气量 < 30ml-50ml < 指示灯显示及报警；

吹入的潮气量在30ml-50ml之间正确指示灯显示；

吹入潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警；

按压与人工呼吸比：30：2/单人比或15：2/双人。

操作周期：2次有效人工吹气，再按压情形人工吹气30：2或15：2五个循环周期cpr操作。

操作频率：最新国际标准：100次/分；

操作方式：训练操作；

检查肱动脉反应：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动；

工作状态：采用220v电源，经过稳压器稳压输出电源6v，或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。

标准套配置：

高级复苏婴儿人体模型一具；

电子显示器一台；

手提式人体软塑箱一只；

复苏操作垫一条；

屏障面膜(50张/盒)一盒；

可换肺囊装置五套；

使用手册一本。