

河南犬咬伤清洗设备-动物抓咬伤清洗机

产品名称	河南犬咬伤清洗设备-动物抓咬伤清洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	脉动压力冲洗:56kp安全水压
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

医疗犬咬伤清洗机适用于各种犬咬伤清洗清创、动物咬伤抓伤清洗清创等，利用肥皂水（弱碱性溶液）加生理盐水即可清理，56KPa的脉冲压力，每分钟800-1800次的脉冲频率，可以快速有效清除创面杂物、污渍、唾液等。降低伤口内细菌和病毒含量，预防狂犬病。

伤口冲洗的重要性：

被动物咬伤而感染病毒，病毒在伤口周围肌肉组织中复制，狂犬病毒通常在伤口周围肌肉组织停留至少72小时，长可达两周以上才能进入末梢神经。此阶段伤口清洗尤为重要，目的是降低伤口内的病毒和细菌含量，是我们降低狂犬病发病率的一个关键措施。

犬咬伤冲洗机一般多少钱

狂犬病暴露后处置两个目标:

一预防狂犬病的发生;

二预防伤口发生继 发细菌感染，促进伤口愈合和功能恢复。

犬伤清创机（医用创口冲洗机）适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外科新鲜创面，犬咬伤清创机由西安交大、中科院光机所、第四军医大学、西安医疗联合研发，是一款的伤口清洗设备。针对不同伤口，可选用不同流动液体做为清洗液（肥皂水、生理盐水等），彻底清除伤口杂物，污血，有效减少伤口细菌、病毒数量。

产品简介

医用创口冲洗机采用脉动压力技术，使用特制刀头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。医疗犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，

规避医疗风险，避免医疗纠纷；的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平要求，减轻处置人员的工作负担。

1、犬伤清创机取得《中华人因共和国医疗器械注册证》，号：2、符合卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求3、冲洗报告、自动记录、打印并签字确认，严格避免医疗事故，杜绝医患纠纷！4、西省人民医院、西省中医学院附属医院临床试验报告均证实了清创机的有效性。5、《犬清》弱碱性皮肤黏膜清洗剂、《犬清TM》消毒喷剂含有酸氯己定、表面活性成分，杀毒，无刺激、还可8小时长效抑菌，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。6、一键自动冲洗、清单自动打印，记录自动保存、统计，枪柄无线控制压力，解放门诊人力物力7、带快捷接口的《犬清》冲洗消毒液+《犬清》消毒喷剂，免去配皂液、涂碘伏等繁琐的流程，安全又高效！8、推车式设计，自由移动，不受使用场景、环境、场地的限制。

一、国家相关法律规范 卫生部2009版《预防处置规范》：第7条

伤口冲洗:用20%的肥皂水(或者其他弱碱性清洁剂)和一定压力的流动清水交替彻底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟.....较深伤口冲洗时,用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗,做到全面彻底。

国家疾控2016版《技术指南》：2、暴露后处置:伤口冲洗:用肥皂水(或其他弱碱性清洗剂)和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少 15 分钟。

如条件允许,建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。

二、标准化犬伤门诊建设要求伤口处置区：紫外消毒灯、伤口冲洗基本设施（独立用于伤口冲洗的高低位水池或专用冲洗设备，保证提供温水冲洗）、稀碘伏和苯扎氯铵或其他具有病毒灭活效力的皮肤黏膜消毒剂、肥皂水或其他弱碱性清洗剂、无菌生理盐水、高脚椅（凳）、治疗盘、长镊子、大容量注射器、无菌脱脂棉球或棉签、消毒纱布、消毒缸、污物桶，有条件的“门诊”可配备的伤口清洗设备。三、犬伤伤口自动冲洗设备-狂犬病冲洗机

犬伤清创机采用脉动压力技术，使用无线冲洗枪+特制枪头，采用无菌包装的弱碱性皮肤黏膜消毒剂，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。用于急诊科和外科对污染的开放性软组织损伤（如擦伤、刮伤、动物致伤、浅表皮伤口）术前的清洗和冲洗。尤其是动物抓咬伤口处理领域，大大降低了患者被病毒侵害的风险。

四、犬伤伤口自动冲洗设备-狂犬病冲洗机全自动控制系统：整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、弱碱性皮肤黏膜消毒剂与清水的交替冲洗、生理盐水的后冲洗都会自动完成 结束时的小票打印等自动完成，并会作出语音提示，无需做其他任何操作 针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，人员可根据情况选择优的冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，极大降低医护人员工作负担）。

五、犬伤伤口自动冲洗设备-狂犬病冲洗机性：1、犬伤清创机取得《中华人因共和国医疗器械注册证》，号：2、符合卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，符合CDC《狂犬病预防控制技术指南》要求3、冲洗报告、自动记录、打印并签字确认，严格避免医疗事故，杜绝医患纠纷！

机械自动清洗技术是伤口清洗手段发展的必然方向，也是目前全球临床医学界和医疗设备制造商研究的热点。该项新技术的应用能够减轻患者痛苦，减轻医护人员劳动强度，提高冲洗的效率。