

# 日本RION粘度计，理音VT-06粘度计

产品名称	日本RION粘度计，理音VT-06粘度计
公司名称	深圳市帝玛仕科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区前进路87号供销大厦10层1009室（限办公）
联系电话	0755-27587569 18823878721

## 产品详情

日本RION（理音）VT-06粘度计设计用于工业产品制造过程中的质量控制应用，例如石化产品、油漆、油墨、粘合剂以及食品等。可以进行广泛范围的粘度测量。本产品使用方便，只需将转子浸入流体中即可进行测量。测量由粘度（扭矩）引起的转子运动阻力以获得直接读数。

### 产品特点：

- 体积小、重量轻，便于携带，单手操作
- 可由碱性电池、镍氢充电电池或交流适配器供电
- 以十帕秒（SI单位）为单位的粘度直接指示
- 可提供用于测量的专用支架作为选项

### RION VT-06粘度计规格参数：

适用标准 CE标志、WEEE指令、中国RoHS

测量范围（基于与下面“样品液体容量”指定的杯子的组合）

3号转子：0.3dPas至13dPas（分辨率：0.1）

1号转子：3dPas至150dPas（分辨率：1）

2号转子：100dPas至4000dPas（分辨率：10）

样品液容量：

1号和2号转子大约350mL（带JIS300mL烧杯）

3号转子大约150mL（带3号杯）

转子端和杯底之间的间隙：约15mm

测量精度： $\pm 10\%$   $\pm 1$  位指示值

测量再现性： $\pm 5\%$

-根据 JIS Z 8809:2011 校准粘度计标准液体进行校准

-出现分辨率导致的舍入误差

转子转速：62.5 转

连续时间：每次测量的连续测量时间100秒

显示值保持功能：测量结束时的值被保留

背光功能：可切换背光

自动关闭前的时间：60 秒（当转子未运行且装置由电池供电时）

产品规格及配件：

电源:5号电池4节,镍氢充电电池,AC适配器VA-05J(选配)

尺寸/重量：175(H) × 77(W) × 40(D)mm,约260g(不含电池)

VT-06标准配件：

VT-06粘度计

1#转子(24mm × 53mm × 166mm)

2#转子(15mm × 1mm × 113mm)

3#转子(45mm × 47mm × 160mm)

3#烧杯(52.6mm × 75mm)

IEC LR6（AA尺寸）电池（5号电池）

转子延长件（在管中）(900mm；300mm × 3)

VT-06可选配件（另行单独销售）：

AC适配器 : VA-05J

粘度计支架 : VA-04