

日本岛津气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010

产品名称	日本岛津气相色谱质谱联用仪GCMS-QP2010
公司名称	绍兴市长海自动化技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本岛津 测量范围:1.5-1090aum
公司地址	中国 浙江 诸暨市 暨阳街道乐园一区14号
联系电话	86 0575 88105330 15857523392

产品详情

品牌	日本岛津	型号	气相色谱质谱联用仪GCM S-QP2010Plus
测量范围	1.5-1090aum	测量对象	玩具，工艺品，饰品等
测量精度	0.001%	分辨率	0.001%
尺寸	60×30×35（mm）	重量	55（kg）

产品名称：	气相色谱质谱联用仪gcms-qp2010plus
生产厂家：	日本岛津
规格型号：	gcms-qp2010plus
功能描述：	用于欧盟rohs,玩具指令中pbb、pbde、邻苯二甲酸酯、多环芳烃pahs、烷烃检测

pbb、pbde、邻苯二甲酸酯、多环芳烃pahs、烷烃检测分析仪器gcms-qp2010plus
岛津气相色谱质谱联用仪gcms-qp2010plus：轻松分析pbb、pbde、多氯联苯(pcb),多重氯化萘(pcn、pct)、有机锡类、偶氮类化合物azo-compounds、邻苯二甲酸酯dops等有毒有害物质。
一、岛津gcms-qp2010plus可以检测那些项目？
以下为rohs、玩具法规、pahs指令、pohs指令、reach指令所要求管控的有毒有害物质，国际标准方法皆推荐用gcms做定量分析。

项目	禁用物质	最大限量 (%)	检测方法	相关法规
1	多溴联苯 (pbb)	0.1	iec62321, us epa 8270	欧盟rohs
2	多溴联苯醚(pbde)	0.1	iec62321, us epa 8270	欧盟rohs
3	邻苯二甲酸酯dops	0.1	lmbg 82.02-4	欧盟玩具en71
4	tbbpa:四溴双酚a	1	epa3540c	欧盟玩具2005/84/ec
5	pahs多环芳烃	0.001		欧盟2005/69/ec
6	多重氯化萘(pcn、pct)			欧盟reach
7	偶氮染料			欧盟2002/61/ec
8	c14-c17 mccc:14-17碳氯化石蜡	0.1	epa3540c	挪威 pohs指令
9	tbt:三丁基锡	0.001	din 38407	挪威 pohs指令
10	tpt:三苯基锡	0.001	din 38407	挪威 pohs指令
11	dehp:邻苯二甲酸二己酯	0.1	epa3540c astmd3421	欧盟玩具en71
12	pentachlorophenol:五氯苯酚	0.1	din53313	欧盟reach
13	musk xylene:二甲苯麝香	0.05		挪威 pohs指令
14	musk ketone:酮麝香	0.05		挪威 pohs指令
15	triclosan:三氯生,即三氯羟基二苯醚	0.001		挪威 pohs指令

二、建立rohs化学实验室并非遥不可及,瑞盛科技为客户提供整套实验室解决方案：包裹实验室规划、gc/ms前处理设备及耗材、人员培训（前处理方法、仪器操作及维护）等。

实验室规划蓝图

前处理配套设备

三、为何选择岛津气相色谱质谱联用仪：gcms-qp2010plus？

² 专利技术造就最杰出灵敏度的gc/ms，s/n≥185为同类产品灵敏度最高!

² 最优秀的分析效率，标准配置360l/秒涡轮分子泵的差动式涡轮分子泵真空系统！

² 宽广的质量范围（1.5-1090aum）完全满足并能更稳定的分析所有rohs、玩具指令、纺织品法规所要求的有毒化合物检测！

² 易于维护及清洗，适合企业用户长期稳定使用，节省成本。

² 简易、方便、快捷的图文化中英文操作软件，gc/ms操作不再困难！

四、岛津gcms-qp2010plus对各有机物分析实例：

协助客户组建实验室案例