

迷你管式炉批发 迷你管式炉 成仪设备科技

产品名称	迷你管式炉批发 迷你管式炉 成仪设备科技
公司名称	河南成仪设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南自贸试验区郑州片区（经开）南三环东三环交界136号院
联系电话	15639272359 15639272359

产品详情

迷你管式炉由加热炉本体和余热回收系统组成，头一次使用都有哪些注意事项呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

迷你管式炉头一次使用或长时间不用后，要在120 左右烘烤1小时，在300 左右烘烤2小时后使用，以免造成炉膛开裂。炉温尽量不要超过额定温度，以免损坏加热元件及炉衬。禁止向炉膛内直接灌注各种液体及溶解金属，保持炉内的清洁。

【河南成仪设备科技有限公司】拥有科研力量、严密的产品质量控制，以及完善的技术支持和强大的售后服务，致力于为广大客户提供高质量的迷你管式炉设备，欢迎致电咨询。

实验电炉是一种升温快，空耗小的迷你管式炉，它都有哪些优异的特点呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1 陶瓷纤维炉膛，全纤维保温层。优良的耐火纤维棉隔热层将炉膛包裹起来，降低了热量损失同时也起到大大节能的作用。

2.炉体加热元件采用优良硅钼棒，分别垂直悬挂安装在迷你管式炉炉膛两侧，采用专门的模具加工制作，确保在加工时不受损伤，悬挂式，其结构形式安装方便，维护、更换快捷，与炉外壳不会形成热短路而引起炉外壳局部过热现象。以保证纤维面不与硅钼棒直接接触，从而增加硅钼棒发热效果。

【河南成仪设备科技有限公司】拥有科研力量、严密的产品质量控制，以及完善的技术支持和强大的售后服务，为广大客户提供高质量的迷你管式炉设备，如有需求，欢迎致电咨询。

迷你管式炉采用双层壳体结构，具有温场均衡、表面温度低等诸多优点，具有广泛的应用，那么我们在使用的时候应注意哪些问题呢，下面就让【河南成仪设备科技有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1) 迷你管式炉使用之前检查电源，确认各项指标合格后，再开始工作；
- 2) 使用的过程中不要超过迷你管式炉的较高温度；
- 3) 我们在装取试样的时候，要带上隔高温的手套、口罩等防护措施，避免触电烫到以及吸入高温挥发的有害气体；
- 4) 实验物品应该放在炉管中心，不能乱放，否则影响实验效果；
- 5) 实验过程中，不要乱摸管式炉以及四周的试样；

【河南成仪设备科技有限公司】自成立以来，始终秉承诚信经营的原则，坚持为广大客户提供高质量的迷你管式炉设备，在客户中有着非常好的口碑，如有需求，欢迎致电咨询。