

除颤仪厂家 嘉兴除颤仪 爱易迪ZOLL

产品名称	除颤仪厂家 嘉兴除颤仪 爱易迪ZOLL
公司名称	江苏爱易迪医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市相城区
联系电话	18662191327 18662191327

产品详情

ZOLL AED Plus全自动除颤器

按压深度及速率传感器

只有ZOLL AED Plus为急救员提供临场CPR指导，按压深度及速率传感器内置于CPR-D Padz电极片内能准确地感应及反馈按压深度和速率。

视、听配合的自动指导

AED Plus独有的反馈功能包括显示及语音提示，能有效地避免施行CPR时两大常见错误：按压力度不足及按压速率过慢。

“请再用力按压”及“按压良好”等语音提示确保急救员的按压力度正确，卓尔除颤仪，而信号则准确地带领急救员施行现时建议的每分钟100次按压。

ZOLL设计的AED Plus这非一般的AED时，并没有放弃ZOLL的成功要诀，在AED Plus身上并不难找到ZOLL产品的特点，就是耐用、优越的技术、质量以及物超所值。

产品特色

的CPR帮助可提供有关胸部按压速度和深度的实时CPR反馈获得美国心脏协会认可的音频提示和视觉图标

易于放置的一体式CPR-D-padzR电极，保质期为5年

提供全自动功能-当检测到不寻常的心律时，设备将自行发出坚固的设计，防尘和防水等级达到IP55(防护等级)可以承受温度，海拔，振动和冲击等条件现成的锂电池(Duracell 123a)，电池寿命5年

具备智能的功能:Pedi-padzR电极可为8岁以下或体重不足55磅的儿童单独使用设备自动自我检测能力有效的保证了设备随时待命的工作能力可配备方便携带的订制手提箱

在除颤前确定抢救者具有「三无征状」，即「无反应」「无脉搏」「无呼吸」

一、AED适用方法教学

1、确定患者心跳呼吸停止

?在除颤前确定抢救者具有「三无征状」，即「无反应」「无脉搏」「无呼吸」。

2、拨打急救电话

?不会使用AED，请时间拨打120急救电话。

3、立即进行心肺复苏，坚持到AED到达

?心肺复苏的按压频率应在100~120次/分钟，按压深度应在5~6厘米，30次按压后两次人工呼吸，交替进行，直到AED送达。

4、将除颤器放置在患者身边，打开除颤器。

5、解开患者衣服，嘉兴除颤仪，保证患者胸部干燥无遮挡

6、将电极片贴在患者左侧外部和右侧胸部上方，将电缆接到除颤器装置上

7、等待除颤器分析心率，若显示「建议」，提醒并确认所有人均没有接触患者，除颤仪厂家，按下键，进行除颤。

8、除颤后继续进行2分钟的心肺复苏，完成后等待AED下一次分析心率

9、若显示「不需」，应再次进行2分钟的心肺复苏，再由AED分析心率

10、继续心肺复苏和使用AED，直到患者醒来或救护车到达。

除颤仪厂家-嘉兴除颤仪-爱易迪ZOLL由江苏爱易迪医疗器械有限公司提供。可为所有心脏猝死SCA患者提供帮助，甚至是那些不宜马上进行的患者。江苏爱易迪医疗器械有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏苏州的医疗器械制造设备等行业积累了大批忠诚的客户。爱易迪带着精益求精的工作态度和不断的完

善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！