

百级手术室配套保温箱

产品名称	百级手术室配套保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	91729.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

百级手术室配套保温箱说明

中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本*,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存,但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。

百级手术室配套保温箱用途：

临床研究表明，术中使用加温医用盐水进行冲洗伤口有效避免寒战发生，加温术中医用盐水冲洗液是有效地保温措施。手术室液体加温箱可用于冲洗液的加温。减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

百级手术室配套保温箱参数：

低配保温柜系列

FYL-YS-50LK 【外形尺寸】430×488×535 【内部尺寸】370×380×425 容量50

FYL-YS-100L 【外形尺寸】480×470×843 【内部尺寸】405×365×733 容量100L

FYL-YS-138L 【外形尺寸】540×543×830 【内部尺寸】465×428×724 容量138L

常规款保温柜保冷柜系列

FYL-YS-150L 【外形尺寸】595×570×870 【内部尺寸】520×440×655 容量150L

FYL-YS-280L 【外形尺寸】595×570×1445 【内部尺寸】524×438×1223 容量280L

FYL-YS-430L 【外形尺寸】595×680×1805 【内部尺寸】510×530×1585 容量430L

FYL-YS-230L 【外形尺寸】595×571×1200 【内部尺寸】524×440×1090 容量230L

FYL-YS-310L 【外形尺寸】595×680×1293 【内部尺寸】513×530×1184 容量310L

高配保温柜系列

FYL-YS-151L 【外形尺寸】595×570×879 【内部尺寸】506×426×636 容量150L

FYL-YS-281L 【外形尺寸】595×570×1460 【内部尺寸】508×427×1215 容量280L

FYL-YS-431L 【外形尺寸】677×597×1710 【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

保冷柜系列

FYL-YS-66L 【外形尺寸】430×480×645 【内部尺寸】357×390×542 容量62L

FYL-YS-88L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L

FYL-YS-128L 【外形尺寸】480×472×840 【内部尺寸】350×335×670 容量88L

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用空气净化层流设备。室内空气的快速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人人体热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气快速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室*设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

在手术过程中如果使用未加热体温的冲洗液会导致手术患者寒战，而寒战发生对手术患者有许多不利的影响，加强手术期患者的体温保护非常重要。所以，为了避免寒战发生，加温术中盐水冲洗液是有效地保温措施。福意联致力于手术室恒温，打造医用恒温设备。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

百级手术室配套保温箱产品特点：

- 1.透明玻璃门,适用范围广。
- 2、采用制冷、压缩机
- 3、嵌入式设计,可并排放置在台阶下面或并排放置在台面上，节省空间
- 4、体积小，方便搬动
- 5、温度可调控，可在2~48度调节
- 6、大手把，可方便的开门
- 7、屏幕加锁设计，安全
- 8、下部有底脚，可方便的调平箱体
- 9、内部采用LED直流灯，光线柔和，安全，省电
- 10、内部采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电(0.4kWh/24h)
- 11、可调搁架，方便存放不同类的物品

12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。

百级手术室配套保温箱相关：层流手术室的运行管理 社会经济发展，人们生活水平提高的同时，外科手术对手术室环境的要求越来越高。在许多时候，手术室环境质量成为决定手术成败的关键因素。层流手术室具有快速、持续、优良的空气净化特点，能够满足各类手术的环境需要，在避免空气的细菌污染、提高空气洁净度方面具有出色效果。因此，探究层流手术室的运行管理要点十分必要。层流手术室

- 1、严格分离洁污流线 设立手术室工作人员通道、手术患者通道和污物通道，严格区分洁净物品通道以及术后污染物通道，减少交叉感染风险，确保手术室空气的洁净程度。同时，划分无菌、急诊、感染手术间，避免手术室之间的交叉使用，以于增大感染风险。
- 2、有效控制空气温湿度 层流手术室的空气温度一般控制在22-25 之间，空气湿度一般控制在50%--60%之间。若气候潮湿的季节，可以在开机后先适当调低温度，便于除去手术室空间湿气，从而确保层流手术室始终保持舒适的环境。
- 3、制定严格的净化程序 层流手术室净化工作的管理操作需要按照严格的规章制度进行：空调系统初次使用时必须连续运行24h，空气培养2次合格后方可使用；每日手术前提前1h打开层流空调系统，术后清洁完物表和地面后，继续开机30min，确保优良大可能排尽上台手术污染的尘埃，保证手术间空气质量；定期由人员对空调系统进行维护保养工作，保证手术室净化系统的正常运行。层流手术室 层流手术室是一个多功能的综合整体，只有做好全过程、*的运行管理，制定相应的手术室净化规章制度并落实到位，才能有效地降低感染发生几率，维护手术质量，确保患者健康安全。