

100%韩国进口靓典季抛型普通隐形眼镜非球面设计高清晰舒适

产品名称	100%韩国进口靓典季抛型普通隐形眼镜非球面设计高清晰舒适
公司名称	长沙市天心区博士明眼镜店
价格	12.00/只
规格参数	类型:隐形眼镜 规格:一只一瓶 品牌:靓典
公司地址	长沙市天心区青园路铁道学院总务处18号。
联系电话	86-073188621709 13973141183

产品详情

类型	隐形眼镜	规格	一只一瓶
品牌	靓典	型号	季抛
材质	见瓶身		

初次购买隐形眼镜请去医院或正规连锁眼镜店做常规检查，确认您没有沙眼、结膜炎等严重眼疾病，而且可以使用隐形眼镜。青光眼、激光手术3年内、角膜移植和医生确认不能使用隐形眼镜者，请勿私自购买。隐形眼镜乃医药物件，因此，不可与任何人士共用。共用隐形眼镜可能会引起和传播眼疾。

若您的眼睛无缘无故地感到不适、眼睛流泪、视觉改变或有红眼症，立即把隐形眼镜取出。在重新配戴隐形眼镜以前，隐形眼镜专家人员联系,切勿私自盲目处理。

购买隐形眼镜要看《医疗器械经营企业许可证》!国家食品药品监督管理局从2004年8月1日起明确规定，隐形眼镜（角膜接触镜）及护理液被列入与输血、输液设备同一严管级别的第 类医疗器械，经营隐形眼镜及护理液的企业，必须获得《医疗器械经营企业许可证》后方可销售。一、申请条件1、取得企业或个体工商户工商营业执照，实际已开展软性角膜接触镜零售。2、至少配备1名中专以上学历或初级以上职称的眼视光学、视光与配镜、眼科学和光学仪器专业人员，或者配有1名持有高级验光员以上（含高级）资格证书人员；另至少配备1名中级以上（含中级）的验光员。3、具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立的经营场所，经营场所总面积不少于40平方米，设置有隐形眼镜专用柜台、检查室、验光室和配戴室。4、配备相应的验配设备，至少应包括：视力表、检眼镜、镜片箱、电脑验光仪或综合验光仪、角膜曲率计和裂隙灯显微镜等。5、建立并执行质量管理体系，包括采购、进货验收、仓储保管、出库复核、质量跟踪制度和不良事件的报告制度等。6、严格的验配管理规范，有产品销售跟踪记录，对所有配戴者建立档案，并保存验配记录、复查记录。

(一) 什么是隐形眼镜？我们通常所说的隐形眼镜也称为角膜接触镜 (contact lens)。它是直接附着在角膜表面的泪液层上，来达到矫正视力、美容、或治疗等目的的镜片。它是一种精致的眼科医疗用具，因此，配戴隐形眼镜也是一种医疗行为。(二) 隐形眼镜的渊源第一个对隐形眼镜描述的是意大利著名画家达·芬奇 (leonardoda vinci)。1508年，他认识到眼睛与水接触时，可以改变眼的屈光力。由此，他画出了隐形眼镜的草图并阐述了有关理论。一物体与眼睛接触能矫正视力的概念产生了！(三) 隐形眼镜的基本原理隐形眼镜所用的特殊材料有良好的光线透过率和稳定的折射率，经过特殊的工艺制作成透镜来矫正眼睛的各种屈光不正。隐形眼镜特殊合理的设计能使镜片借助泪液的张力稳定地附着在角膜表面，即不会使眼部组织产生重度刺激而不能适应，更不会因为瞬目、眼球转动或全身运动而使脱落。在正常方法配戴下，隐形眼镜材料所具有的透氧性也不会导致眼睛的缺氧。隐形眼镜戴在眼球上后，镜片在瞬目时的轻微移动也有助于镜片下代谢产物的排出。(四) 隐形眼镜和框架眼镜的区别

	隐形眼镜	框架眼镜
保管处理	略复杂	简单
使用之前练习	需要	不需要
视野	宽	较狭窄
相差等光学缺陷	少	多
视网膜像的变化	小	大
不规则散光	舒适	不舒适
屈光参差	适合	不适合
厚度和重量	轻薄	厚重
美观	好	稍差，尤其高度数
安全性	高档的隐形眼镜安全性较高	高
运动	便利	不便利
雨天戴用	适合	不适合
气温急骤变化	无雾气	有雾气

(五) 哪些人需要配戴隐形眼镜1、矫正视力a、近视，尤其是高度近视b、远视，尤其是高度远视c、散光，尤其是高度散光d、屈光参差，即两眼屈光度数相差2.50d以上者e、无晶体眼，即白内障手术后不适宜植入人工晶体者f、圆锥角膜2、美容a、用彩色镜片改变眼睛的颜色，起到化妆作用。b、用美容镜片遮盖角膜白斑、云翳等3、职业需要a、运动员、经常户外工作者避免框架眼镜带来的不便。司机能比框架眼镜增大视野b、摄影师、显微镜操作者免除眼镜的阻隔c、医师、厨师等戴口罩工作时可防止呼吸水蒸气使框架眼镜镜片模糊d、为求职、美观等不同需求4、治疗a、角膜外伤和手术后采用特制的隐形眼镜，可免除缝合和减少缝合，从而防止渗漏，并减轻疤痕形成，对受伤的角膜起保护作用。b、干眼者患者，镜片浸以润滑剂和粘滞剂能有效地维持泪膜的完整和稳定性。c、作为给药途径。镜片充分吸收药液后，提高滴眼液的生物利用度。d、用于治疗弱视。用不透明镜片遮盖健眼，提高治疗效率。对于高度屈光不正者，其影像大小和双眼视均优于框架眼镜，来得到最好的视力。e、起到人工瞳孔的作用。常用于虹膜外伤、萎缩或白化病患者。

验光度数 框架眼镜度数	隐形眼镜度数	验光度数 框架眼镜度数	隐形眼镜度数
-3.75 -375	-3.75(低于-4.00无需换算)	-7.75 -775	-7.00
-4.00 -400	-3.75	-8.00 -800	-7.25
-4.25 -425	-4.00	-8.25 -825	-7.50

-4.50 -450	-4.25	-8.50 -850	-7.75
-4.75 -475	-4.50	-8.75 -875	-7.75
-5.00 -500	-4.75	-9.00 -900	-8.00
-5.25 -525	-5.00	-9.25 -925	-8.25
-5.50 -550	-5.00	-9.50 -950	-8.50
-5.75 -575	-5.25	-9.75 -975	-8.75
-6.00 -600	-5.50	-10.00 -1000	-8.75
-6.25 -625	-5.75	-10.25 -1025	-9.00
-6.50 -650	-6.00	-10.50 -1050	-9.25
-6.75 -675	-6.25	-10.75 -1075	-9.50
-7.00 -700	-6.50	-11.00 -1100	-9.75
-7.25 -725	-6.50	-11.25 -1125	-9.75
-7.50 -750	-6.75	-11.50 -1150	-10.00

注1：如果您有-1.00以内散光，可将散光度数的二分之一加在验光度数内，再换算成相对应的隐形眼镜度数。例1：近视-4.50散光-0.75换算后为-4.50度(从浅)例2：近视-4.50散光-1.00换算后为-4.75度注2：如果某个近视度数换算后没有对应的隐形眼镜，可以选择偏低最接近的度数。注3：以上换算公式仅供新配戴用户参考，老用户现所戴度数高于以上标准值，已习惯可照旧。注4：您选择的度数，就是实际发货的隐形眼镜度数。注5：没有近视度数请选择“平光”。

长沙市天心区博士明眼镜店始创于九十年代初期，是一家集隐形眼镜、眼镜镜片批发、验光配镜于一体的专业眼镜公司。公司拥有一批高素质的员工队伍，汇集世界光学产品尖端品牌，隐形眼镜如：卫康、博士伦、海昌、保视宁、韩国彩片有（geo、neo、美星、睛友、大美目，阳光亮睛等等、及隐形护理产品。眼镜片如：豪雅光学、万新光学、鸿晨光学、舒曼光学、上海明月、韩国进口镜片及洪旭光学等等。折射率有1.49、1.56、1.60、1.67及1.74等折射率。品种有：加硬加膜单光、近散、老散、圆顶双光、平顶双光、白内障镜片、渐进多焦点镜片、变色树脂片等。基本上满足了眼镜店和视光中心的要求。深受广大经销商和消费者的好评。质量是企业的生命，信誉是企业发展的根本，博士明眼镜公司自创立起，始终推崇“真诚创造成功”的真理，视产品质量如生命，面对激烈的市场竞争，造就了我们全新的经营理念和灵活的经营方式，博士明眼镜公司以求给每一位客户在购买产品的同时，还帮助客户解决在实际经营过程中遇到的问题和要求，给予客户强有力的帮助和支持，为500多家忠实客户提供优良的售后服务，公司也将立志成为华中最大最强的眼镜批发商并努力实现这一梦想。真诚协作，互惠互利，博士明眼镜公司热忱欢迎海内外顾客的光临，在“双赢”的基础上共同发展！