

程控六联电动搅拌器-MY3000-6N电动搅拌机

产品名称	程控六联电动搅拌器-MY3000-6N电动搅拌机
公司名称	武汉市梅宇仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:梅宇仪器 型号:MY3000-6N 类型:多参数水质分析仪
公司地址	武汉市硚口区京汉大道528号（汉口中心嘉园）1幢1单元4层1号
联系电话	13687259607 13687259607

产品详情

程控六联电动搅拌器-MY3000-6N电动搅拌机可以自动计算G值/GT值、自动测温、自动加药，多个搅拌轴即可实验同步运行或者独立运行，是混凝实验预前处理的必需设备。

主要性能：

- 1、微电脑控制、7寸彩色液晶屏中/英文双显高清显示，可根据菜单和提示进行各项操作，在搅拌中同时动态显示各种参数；
- 2、内存20组程序,每组程序可运行10段不同转速,(转速范围0-1000转/分)每段运行时间0-99分59秒；
- 3、六根搅拌轴可实现同步运行、或者独立异步运行的功能；
- 4、搅拌轴自动垂直升降，更容易保护矾花形成，并能根据不同容量的试验杯选择不同的计算方法计算G/GT值；
- 5、自动加药系统可在每段程序开始前，同步往烧杯内加药，可多次多品种自动加药；
- 6、可靠的高精度步进电机，其转速由电脑芯片数字信号控制，转速精确度高，重复性误差为零；

- 7、配备高精度温度传感器用于检测水温或环境温度，实时显示在屏幕上，精确到 0.1° ；
- 8、仪器采用一体化设计，杜绝了分体设计中外露电缆连接安全性能低的隐患，外观整洁大气；
- 9、试验结束后有滴滴提示声提示；
- 10、搅拌器试验杯底座配置了LED灯，可以清楚观察矾花的形成、大小和沉淀过程；
- 11、配送用圆形(或方形)有机玻璃试验杯和试管；
- 12、搅拌无机械传动装置，避免了传统机械式搅拌机皮带和齿轮等传动部件的缺陷；

主要参数：

可设程序数量：20种；每种自动无级变速10次

速度梯度G值：10 ~ 1000秒⁻¹

转速范围：10 ~ 1000转/分 $\pm 0.01\%$

时间范围：0 ~ 99分59秒 $\times 10 \pm 0.01$ 秒

测温范围：0 ~ 50 ± 1

电压：0 ~ 220V $\pm 5\%$