

犬伤动物致伤冲洗器

产品名称	犬伤动物致伤冲洗器
公司名称	武汉康德庆生物科技有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	打印:内置打印机 加热:可持续加热冲洗 冲洗流量:350-1500ml/min
公司地址	武汉东湖开发区高新大道858号生物医药产业园6 A-1栋（自贸区武汉片区）
联系电话	18530855281 18530855281

产品详情

犬伤动物致伤冲洗器是一款专为狂犬病患者设计的医用创口冲洗机

犬伤动物致伤冲洗器的第 一个属性是内置打印机，可方便医务人员追溯和记录患者的相关信息。第二个属性是可持续加热冲洗，保证冲洗水温始终在适宜的范围，**冲洗效果。第三个属性是冲洗**可调，350-1500ml/min的范围可满足不同伤口的冲洗需求。

犬伤动物致伤冲洗器配备了专用的弱碱性皮肤黏膜冲洗消毒剂，帮助清洁伤口，同时还有高低位冲洗池，方便医务人员操作。它通过脉冲式水流对伤口进行冲洗，有效清除病原体并促进伤口愈合。

基本概念

犬伤动物致伤冲洗器是医疗领域针对狂犬病患者开发的冲洗设备。

它采用脉冲式水流对伤口进行冲洗，能够有效清洁伤口并减少感染风险。

内置打印机可以追溯患者信息，方便医务人员了解病情与治疗效果。

加热功能可持续加热冲洗水温，**冲洗效果。

冲洗**可调，适应不同伤口大小和严重程度。

实用建议

在使用犬伤冲洗机前，先使用专用消毒剂将伤口周围皮肤进行消毒。

将伤口置于高低位冲洗池中，调节合适的冲洗**进行冲洗。

根据伤口的情况和位置，调整犬伤冲洗机的喷头角度，确保水流能够全面冲洗伤口。

冲洗结束后，使用干净的纱布或无菌棉签轻轻擦拭伤口，避免二次感染。

解决问题的方法

犬伤动物致伤冲洗器采用脉冲式水流冲洗，能够有效清洁伤口并减少感染风险。

内置打印机方便医务人员追溯和记录患者信息，为后续治疗提供数据支持。

加热功能可持续加热冲洗水温，**冲洗效果，加速伤口愈合。

冲洗**可调，适应不同伤口大小和病情严重程度，提供个性化的治疗方案。

问答问题1：犬伤冲洗机如何保证冲洗效果？

犬伤冲洗机采用脉冲式水流对伤口进行冲洗，能够有效清洁伤口并减少感染风险。通过可调的冲洗**和角度，确保水流覆盖伤口的每个部位，达到全面冲洗的效果。此外，加热功能可持续加热冲洗水温，**冲洗效果，加速伤口愈合。

问题2：内置打印机有什么作用？

内置打印机可以追溯患者信息，方便医务人员了解病情与治疗效果，为后续治疗提供数据支持。医务人员可以通过打印的记录了解每位患者的冲洗情况、冲洗时间等信息，有利于及时调整治疗方案，**治疗效果。