

医用伤口冲洗脉冲器-医用伤口脉冲器

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 医用伤口冲洗脉冲器-医用伤口脉冲器 |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东 |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399 |

产品详情

医用伤口冲洗脉冲冲洗器

产品号：1M

使用功能：超声波清创、脉动加压清创、负压回收

工作方式：各功能可以同时工作，也可分别单独工作,互相不干扰互不影响。参数记忆，应用方便，操作简单。

工作电压：DC24V

工作原理：选用56KP安全水压和 40 ± 5 KHZ的超声波空化效应、机械效应和温热效应。

超声波清创液流量：130mL/min，连续可调；超声波清创的关键在于换能器的空化效应，空化效应时流量越大清洗效果越好。

脉动压力冲洗流量：冲洗量 1300ml/min，连续可调。

脉动冲洗压力：冲洗压力56kpa，不会造成裸露组织的水肿

适用创面：慢性创面、急性创面、犬咬伤创面

适用科室：创伤外科、骨外科、急诊科、烧伤科、内分泌科（足）、犬咬伤、普外科、肛肠科、手足外科、血管外科、皮肤科、康复理疗科、手术室、换药室、眼科等科室

适用范围：各类外伤、大面积创伤、烧伤、车祸伤、开放性骨折，长期难愈合伤口，感染伤口，例如足溃疡，褥疮，化脓性创伤，创面窦道等。

收费项目及代码：大清创：120500001中清创：120500002小清创：120500003

产品亮点：清创机枪口距离创面1mm，不会直接接触创面、达到无痛清创的同时，在清创过程中也能激活纤维细胞、促进纤维蛋白层的合成、改善伤口环境，促进伤口快速愈合。