

# 多功能超声清创机-多功能清创仪

产品名称	多功能超声清创机-多功能清创仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

多功能清创机超声波频率130ml/min脉动压力水流3000ml/min安全水压56kpa

### 产品详细介绍

工作方式:超声波清创和压力清创两方式可工作也可同时工作，互不干扰，开机直接进入操作模式，参数记忆，应用方便，操作简单；工作开关模式:脚踏开关和触屏开关两种模式，任意切换，清创液流量开关自动跟踪，同步控制。冲洗管:超声无痛清创、脉动压力清创、负压吸引三大系统一次性冲洗管管路外置，便于更换、防止脉动冲洗枪头水花形状:扇形、三孔圆柱形、圆柱形、直径0.5mm细微圆柱形多种水花可调。适用范围:用适于擦伤、开放性创伤、犬咬伤、褥疮、糖尿病、烫伤等创面的清创

超声波清创机-清创仪具有快速脉动压力清创和超声波清创及废液回收三位一体之功能。快速压力清创将产生出脉冲压力水，使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反复交替出现，冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力，将使夹杂在创面的污染物松动地被水流带走。创新技术优势du有的双核设计：多功能清创机、超声清创和脉动压力清创可同时使用，互不影响。极大的解决了不同类创面清创的等待时间。du有的负压回收、液位探测、液位报警、液位自锁功能，杜绝废液溢出。· 超声波清创对感染伤口、慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足、窦道、瘘道、褥疮、神经营养外伤性由于不直接接触创面，故而可实· 超声波清创产生的空化效应能有效去除细菌、真菌、坏死组织，对正常组织无损害，不直接接触患处从而达到无痛清创目的。同时可使能迅速进入深层组织，并能促进组织生长，加速愈合。现无痛清创。· 能纤维细胞，促进纤维蛋白层的合成，改善伤口环境，促进伤口愈合。· 快捷、安全、方便的操作系统：打开电源开关直接进入工作状态，无需等待，直接工作。· 清创过程中不会损伤伤口周围的神经和肌肉组织，对正常组织以及新生肉芽组织无损伤无任何副作用。· 清创时根据伤口面的深浅，适当调整枪头与伤口清创面的距离，可达到普通清创器械不能到达的部位，实现完全清创。· 压力清创适合各种大面积创伤、急救、及各种术前、术后的清创，清创迅速、清洗干净、视野清晰、从而提高手术质量，赢得抢救时间。