

# 南京六合化学试剂仪器耗材 宝日医TAKARA 4\*蛋白SDS PAGE裂解液 上样液 9173

产品名称	南京六合化学试剂仪器耗材 宝日医TAKARA 4*蛋白SDS PAGE裂解液 上样液 9173
公司名称	南京文达化玻试剂有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市六合区龙池街道雄州南路399号恒旺园区324幢8号
联系电话	18013806662

## 产品详情

南京文达化玻试剂有限公司（NanjingWendalabCo., Ltd.），致力于为生物、化学领域的基础研究、转化研究、医疗以及规模化生产等多个领域提供可靠的一站式、多元化实验室产品解决方案。公司拥有一支由海外博士、硕士及本科生组成的素质精良的科研、销售及市场运作团队，团队成员在生物医药及癌症基础研究领域的多年深耕与发展为公司更好地理解科研工作者的实验需求、提供优质产品与精良服务奠定了坚实的基础。

南京文达化玻试剂有限公司主营业务包括化学试剂，生物试剂，玻璃制品，实验仪器，实验耗材，医疗器械，宠物医疗器械等，现已成为国内少数几家提供先进的微纳米科学仪器的企业。目前公司已为多家科研机构、高校、制药企业、食品、环境、医院、第三方检测、疾控多个行业和单位提供了多类别的实验室产品，并确立了长期合作关系。

公司于2021年成立同名品牌“Wendalab”，供应实验耗材、玻璃制品等产品。未来公司将不断完善管理体系、丰富供应渠道；本着服务科研、诚信经营的理念；坚守致敬科研、助力科研的使命为您的科研之旅保驾护航。

Wendalab目前代理或经销的国内外品牌包括但不限于：西陇科学试剂、上海罗恩试剂、MERCK、Sigma、国药试剂、麦克林、百灵威、阿拉丁、天津科密欧、天津大茂；Cell Signaling Technology、Qiagen、Takara、abcam、Biorad、Santa cruz、BD、Abconal、Beyotime、Vazyme、梅里埃；葵花、蜀牛、天玻、博美、华欧；赛默飞世尔ThermoFisher、安捷伦Agilent、沃特世Waters、默克密理博Millipore、艾本德Eppendorf、大龙等；易必迪ibidi、康宁corning、杭州新星等。

## 制品说明

本制品是蛋白质样品进行SDS PAGE（SDS聚丙烯酰胺凝胶）电泳用的上样

Buffer。制品中含有示踪色素溴酚蓝（Bromophenol Blue），可以确认电泳的进行情况。使用本制品，蛋白质在电泳胶中可以得到很好的分离。电泳后用考马斯亮蓝或者银染色等方法染色后，蛋白质电泳带能够得到清晰显示。蛋白质的迁移速度与其分子量大小成反比，分子量越小，迁移速度越快。

## 纯度标准

无蛋白质分解酶杂质污染: 本制品 2  $\mu$ l 与 4  $\mu$ g Protein Molecular Weight Marker（Broad）（Code No. 3452）在 37  $^{\circ}$ C 条件下保温 4 小时后电泳，蛋白质的电泳谱带不发生变化。

## 使用方法

向 6  $\mu$ l 的蛋白质样品中加入本制品 2  $\mu$ l（本制品与蛋白质样品按照 1 : 3 的体积比混合），振荡混匀后稍离心，然后于 100  $^{\circ}$ C 加热 3 分钟，经速冷后即可上样电泳。本制品使用方便，可以根据蛋白质样品和电泳胶孔的体积，按照上述比例调整本制品的使用量。使用考马斯亮蓝染色时，纯品蛋白质上样量在 1.0  $\mu$ g 左右比较合适；菌体来源的蛋白质粗抽提液上样量约 0.1 OD（600 nm）比较合适。