

GYRUS佳乐电切镜714630内鞘外鞘维修更换陶瓷头

产品名称	GYRUS佳乐电切镜714630内鞘外鞘维修更换陶瓷头
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

GYRUS佳乐电切镜714630内鞘外鞘维修更换陶瓷头

广州云启医疗设备维修服务有限公司是一家的手术器械维修服务商，提供GYRUS佳乐电切镜内鞘维修_电切镜内鞘714630

查询码：liulewijdflku

GYRUS佳乐电切镜内鞘维修案例

设备名称：GYRUS佳乐电切镜内鞘714630

故障现象：陶瓷头坏；

维修方案：更换陶瓷头；

维修周期：3天

广州云启医疗—我们还提供以下维修服务

硬镜维修：椎间孔镜维修、输尿管镜维修、经皮肾镜维修、腹腔镜维修、膀胱镜维修、宫腔镜维修、关节镜维修、鼻窦镜维修、电切镜维修、耳镜维修等。

软镜维修：胃镜维修、肠镜维修、胆道镜维修、纤维支气管镜维修、维修小儿支气管镜、纤维喉镜维修、指肠镜维修、输尿管软镜维修等。

摄像系统维修：摄像头维修、摄像主机维修、气腹机维修、冷光源维修。

动力系统维修：动力手柄维修、动力主机维修、动力钻头维修等。

超声刀及手柄维修：超声刀主机维修、超声刀手柄维修、超声刀头维修等。

手术器械用后应及时清洗：镜头是整个关节镜系统中为昂贵，也是容易损伤的仪器，所以必须首先清洗、妥善保存。其清洗方法较其他器械不同，不能用毛刷以及任何尖锐利器去碰击，以免划伤镜头，只能在流动水下冲洗，清洗完毕后用柔软塑料泡沫盒放置保存(置于不易被碰撞，跌落的地方)。清洗其他器械用专用关节镜清洗刷清洗器械，清洗刷要将各种器械狭缝内的残留组织清除掉(篮钳、活检钳、刨刀头中残留的半月板或滑膜组织)；各种管腔通道用高压水枪冲洗，以便将各种管道中残留的组织冲净；其他器械的轴节部分要拆开清洗，使清洗更为彻底。保证器械的清洁，为开展下面的工作奠定基础。

广州云启医疗设备维修服务有限公司具有经验丰富的工程师队伍，精密的仪器检测设备，质量可靠的进口配件，以合理的价格提供优质的GYRUS佳乐电切镜内鞘维修服务，要了解更多的佳乐内窥镜维修、电切镜维修等资讯，欢迎咨询云启医疗！