

Aesculap FK925R 咬切钳维修找云启

产品名称	Aesculap FK925R 咬切钳维修找云启
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	蛇牌:异物钳 FK925R:异物钳 维修地广州:异物钳
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

异物钳维修更换 广州云启医疗设备有限公司是一家第三方医用设备商，汇集国内外工程师，整合国内外优质的维修配件资源。具备一定的“质量，价格，速度”等优势，愿与广大医院，第三方维修公司及个人开展广泛健康合作，互利共赢，共同发展！秉承“高效，优质服务，诚信共赢”的经营理念努力向前，稳步发展。

手术器械用后应及时清洗：镜头是整个关节镜系统中昂贵的，也是容易损伤的仪器，所以必须首先清洗、妥善保存。其清洗方法较其他器械不同，不能用毛刷以及任何尖锐利器去碰击，以免划伤镜头，只能在流动水下冲洗，清洗完毕后用柔软塑料泡沫盒放置保存(置于不易被碰撞，跌落的地方)。清洗其他器械用专用关节镜清洗刷清洗器械，清洗刷要将各种器械狭缝内的残留组织清除掉(篮钳、活检钳、刨刀头中残留的半月板或滑膜组织)；各种管腔通道用高压水枪冲洗，以便将各种管道中残留的组织冲净；其他器械的轴节部分要拆开清洗，使清洗更为彻底。保证器械的清洁，为开展下面的工作奠定基础。

保护和维护 2.清洗 清洗注意事项：如果条件允许，应在清洗和灭菌之前拆开手术器械。不要把手术器械浸泡在热水、酒精、消毒剂或防腐剂中，以避免是黏液、血迹或其它体液发生凝固。浸泡在任何溶液中的时间不能超过2个小时。不能使用钢、木火铁丝刷和精细手术器械应使用化学或手工进行清洗。而不应该在超声波清洗中进行清洗。在整个清洗和灭菌过程中应仔细保护精细显微手术器械的尖部。

a.手动清洗 使用低泡沫溶解蛋白质的清洗剂进行手洗，关于溶液的浓度、温度、接触时间和循环使用方面请遵循生产商的指导。清洗过程中要把器械完全浸入溶液以防止产生雾气。管腔器械，应使用大注射针或晃动的水流清洗液彻底冲洗所有器械的管腔，以除去碎屑。使用大小合适的软尼龙刷刷洗器械和部件。

维修案例一：
Aesculap FK925R 咬切钳 缺少手柄弹簧片 设备名称：YOUSHI 异物钳
检测结果：缺少手柄弹簧片 维修方案：配置手柄弹簧片 维修周期：3个工作日
保修周期：非人为保修1个月 维修案例二： ShenDa S5052 异物钳 拉杆故障.过长
设备名称：ShenDa S5052 异物钳 检测故障：拉杆故障.过长，钳合不拢
维修方案：拆开维修拉杆，调整钳头 维修周期：3个工作日 保修周期：非人为保一个月
维修案例三： R.WOLF 8952.60 异物钳 拉杆断，无法使用 设备名称：R.WOLF 8952.60 异物钳
检测故障：拉杆断，无法使用 维修方案：拆开维修拉杆 维修周期：3个工作日
保修周期：非人为保一个月

手术器械维修常见故障： 1、镜鞘：陶瓷头开裂、阀门断裂、卡口开关卡不紧，镜鞘自动分离、镜鞘外管断、
2、工作手件：弹簧配件断裂、部件脱落、工作管弯曲凹陷等； 3、输尿管肾钳：钳头断裂、钳头无法自动闭
4、异物钳：钳头无法张合、钳头断、钳头拉杆断等； 5、活检钳：钳头转扣断裂、钳芯断、拉杆断 6、电凝
7、持针钳：卡口断裂、拉杆断、外管断等；