

## 2 × 常规PCR预混液（含染料）(MP05001)

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 2 × 常规PCR预混液（含染料）(MP05001) |
| 公司名称 | 广州市百菱生物科技有限公司              |
| 价格   | .00/个                      |
| 规格参数 | Monad:莫纳生物<br>广州:广州        |
| 公司地址 | 广州市天河区陂东路20号               |
| 联系电话 | 020-29842979 15602277669   |

## 产品详情

### 产品描述

#### MonAmp 2 × Taq Mix (+Dye)

的浓度为2 × ，使用方便快捷，能减少PCR操作过程中的污染，使用时只需取适量MonAmp 2 × Taq Mix (+Dye)，加入模板和引物，并加入ddH<sub>2</sub>O补足体积，使反应体系浓度为1 × 即可进行PCR反应。该Mix可扩增5 kb DNA片段，具有良好的扩增特异性和模板兼容性，PCR产物3'端带A碱基，纯化后可直接用于T/A克隆。PCR

Mix中包含两种染料，PCR产物无需添加Loading Buffer可直接点样电泳，且电泳过程中会出现两个指示条带。该染料不影响PCR扩增效率，但对于需要对PCR产物进行吸光度、荧光等光学分析的实验，建议在分析前对PCR产物进行纯化，或使用无染料的MonAmp 2 × Taq Mix ( REF: MP05101 )。

产品名称 2 × 常规PCR预混液（含染料）(MP05001)

货号

MP05001S

MP05001M

MP05001L

产品组成

组分/规格

MonAmp 2 × Taq Mix (+Dye)

ddH<sub>2</sub>O

M117001S

5 × 1 ml

—

储存条件：长期保存请于-20℃保存，避免反复冻融。