

## fyl-ys-150l医院用的保温柜

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | fyl-ys-150l医院用的保温柜 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售一部     |
| 价格   | .00/个              |
| 规格参数 | 品牌:福意联             |
| 公司地址 | 东城区朝阳门soho9层909室   |
| 联系电话 | 13910923377        |

## 产品详情

### fyl-ys-150l医院用的保温柜参数

| 产品型号    | FYL-YS-151L     | FYL-YS-281L      | FYL-YS-431L      |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 有效容积    | 150L            | 280L             | 430L             |
| 尺寸 (mm) | 595 × 565 × 860 | 595 × 565 × 1440 | 595 × 675 × 1795 |
| 输入电压    | 220v            | 220v             | 220v             |
| 制冷功率    | 120W            | 160W             | 200W             |
| 重量 (kg) | 64KG            | 99kg             | 129kg            |
| 温控范围    | 0-100           | 0-100            | 0-100            |
| 安全锁     | 双锁              | 双锁               | 双锁               |
| 多重报警    | 有               | 有                | 有                |
| 脚 轮     | 万向脚轮            | 万向脚轮             | 万向脚轮             |
| 温度显示    | LCD显示 精度0.1     | LCD显示 精度0.1      | LCD显示 精度0.1      |

### fyl-ys-150l医院用的保温柜功能特点

门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。

智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示，在0 -100 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度高。

箱体采用优质钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

温控传感器采用的是原装优质部件。温度控制更\*\*温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差±2 ；

双系统设计，确保箱体内部温度的准确性，温度高时制冷启动自动补冷，温度低时加温启动自动补热，确保箱体内部处于恒温状态。

适用于医院，药店，实验室检测，生物制剂室，检验科，疫苗冷藏冷冻室，环境监测，疾控中心，食品安全，厂矿检测等。

设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。

内胆均为镜面不锈钢材料制成；半圆形四角易清洁。配置双安全锁，可实现专人专管。

绝热门封多气囊设计：采用多气囊结构设计的绝热门封，有效增强门体与箱体之间的吸附力，更降低了冷量损耗，可白拆卸门封条清洗更便捷。

功率小、节能省电，环保节能；风冷、优质压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；

高强度防凝露中空玻璃，可保证观察窗在湿度85%的环境湿度下，不会凝露

风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。

fyl-ys-150I医院用的保温柜售前及售后服务：

1. 售前服务：产品销售前为客户免费提供产品技术方案，并可根据客户要求提供讲解和技术服务。
2. 质量：产品保质期为验收之日起1年，在保质期内产品发生非人为质量问题，我公司为客户提供免费维修。
3. 维修服务：我公司对所用产品提供终生维修服务。如产品在保质期外出现故障，维修服务只收取元器件费用。
4. 服务迅捷：我公司承诺客户在接到客户咨询或维修等信息后做出回应。

近年来随着医疗科技的不断发展，以及临床的实际需要，甘露醇注射液应用越来越广泛，但因甘露醇注射液的药物特性易产生结晶晶体，对输注造成了严重的影响，在结晶严重时甚至出现无法输注的现象，造成影响病患治疗的及时性，增大了治疗风险。甘露醇结晶问题也随着脱颖而出，溶解甘露醇结晶成为医院临床应用过程中的一大难题，为提高临床用药的安全性，提升临床服务和治疗效果，80%以上的医院相继配备了甘露醇结晶溶解箱，降低在用药过程中由于药品温度低以及结晶溶解不彻底而产生的风险。使液体药品的使用更便捷，更卫生，更安全。本院选购该设备，为了减轻临床负担，确保用药安全，加热甘露醇注射液，避免结晶形成，保证药品的质量和用药安全。为临床提供更好的服务。