

出口美国医用口罩ASTM F2100检测办理流程-深圳第三方检测机构

产品名称	出口美国医用口罩ASTM F2100检测办理流程-深圳第三方检测机构
公司名称	深圳市讯道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂2层
联系电话	0755-23312011 13378656621

产品详情

PFE(微粒过滤效率)测量口罩过滤亚微米颗粒的效果，期望病毒也能以类似的方式过滤。百分比越高，掩膜效率越好。虽然可以使用0.1到5.0微米的粒度进行测试，但ASTM F2100-19规定使用0.1微米的粒度。在比较测试结果时，重要的是要注意使用的测试粒子的大小，因为使用较大的粒子大小会产生误导的PFE评级。ASTM F2299 中对0.1微米微粒过滤效率，对于低阻隔（Low Barrier）没有要求，对于中阻隔（Moderate Barrier）和高阻隔（High Barrier）均要求大于等于98%，其标准明显要求高于N95。

防护口罩要接纳与欧洲标准EN14683中上述同样的检测，不同点取决于FDA认证还要求了对过滤特异性成份（天然乳胶）和阻燃性检测的过滤效率的精确测量。

标准ASTM F2100-19用以医疗器材口罩的材料特性的技术标准 叙述了用以生产制造口罩的材料务必合乎的检测和规定。不容易对商品开展几回检测，可是务必对不一样原材料开展后掩膜中应用的方法一起开展检测。

检测项目：

- 1, BFE-ASTMF2101
- 2, 压差-EN14683 ANNEX C
- 3, 血液渗透-ASTMF1862
- 4, 易燃性-16CFR1610

检测周期：12~15个工作日

样品数量：100只

