

冲牙器CE认证怎么办理

产品名称	冲牙器CE认证怎么办理
公司名称	深圳万检通科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道三围社区航空路36号华盛泰D栋3F
联系电话	18475566309 18475566309

产品详情

冲牙器Water Flosser是一种清洁口腔的辅助性工具，利用脉冲水流冲击的方式来清洁牙齿、牙缝的一种工具。主要有便携式，台式，一般冲洗压力在0到90psi，冲牙器出口到欧盟市场的需要办理CE认证。

CE认证

冲牙器CE认证包含：EMC电磁兼容测试，LVD低电压测试，ROHS测试

冲牙器CE测试项目

EMC电磁兼容：EMI+EMS

EMI电磁干扰

- 1、辐射（Radiation):空间辐射(Chamber)/功率辐射(Clamp)/开放场地测试(Open site)；
- 2、传导(Conduction)；
- 3、电源谐波(Harmonic)；
- 4、电压闪烁(Flicker)。

EMS电磁耐受

- 1、ESD（耐静电辐射测试）；
- 2、EFT（耐脉冲杂讯测试）；
- 3、SURGE（耐雷击突波测试）；

4、RS（耐射频辐射测试）；

5、CS（耐射频传导测试）；

6、Magnetic Field（耐电源频率磁场测试）；

7、DIP（耐电压变动测试）；

8、耐对ac电源输入的低频导电性干扰；

9、耐dc至150KHz连续的导电性干扰。

LVD低电压安全

1、分类；2、铭牌和说明书；3、防触及带电体的保护；4、电机型器具的启动；5、输入电流和功率；6、温升测试；7、无效；12、在运行温度下的泄漏电流和介电强度；13、无效；14、防潮；15、泄漏电流和介电强度；16、变压器和相关电路的过载保护；17、耐久测试；18、非正常操作；19、稳定性和机械危险；20、机械强度；21、结构；22、内部导线；23、零部件；24、电源连接和外部软导线；25、外部导线的接线端子；26、接地连接；27、螺栓和连接；28、爬电距离 电气间隙和绝缘穿通距离；29、防热防火和防起痕；30、防锈；31、辐射 腐蚀和类似的危险；

ROHS测试

1、Lead(Pb)铅；

2、Mercury(Hg)汞；

3、Cadmium(Cd)镉；

4、Hexavalent chromium(Cr6+)六价铬；

5、Polybrominated biphenyls(PBB) 多溴联苯；

6、Polybrominated diphenylethers (PBDE) 多溴二苯醚；

7、Butylbenzylphthalate(BBP) 邻苯二甲酸丁苄酯；

8、Di-(2-ethylhexyl)-phthalate(DEHP)邻苯二甲酸二异辛酯；

9、Dibutylphthalate(DBP)邻苯二甲酸二丁酯；

10、Diisobutyl phthalate(DIBP)邻苯二甲酸二异丁酯。

冲牙器CE认证资料

1、公司信息；

2、产品信息：名称、型号、技术参数表（如有多型号，需系列产品差异比较资料）；

3、使用说明书；

冲牙器CE认证流程

1、填写申请表、提供产品图片和材质清单，确定产品符合的指令和协调标准；

2、确定产品应符合的详细要求；

3、准备好测试样品；

4、测试产品并检验其符合性；

5、起草并保存指令要求的技术文件；

6、测试通过，报告完成、项目完成，出具CE认证证书报告；

7、加贴CE标志并做EC符合性声明。