

福达康语音臂式血压计 FT-A11-3 臂式语音血压仪

产品名称	福达康语音臂式血压计 FT-A11-3 臂式语音血压仪
公司名称	沈阳博亚医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类别:家用血压计 品牌:福达康 型号:FT-A11-3
公司地址	沈阳市和平区民族南街 2 3 4 号
联系电话	024-23512318 15840475888

产品详情

产品类别	家用血压计	品牌	福达康
型号	FT-A11-3	动力模式	电动
电源方式	直流电	重量	366g
自动关闭功能	有	测量范围	20-300 (mmHg)
压力准确度 \pm	5 (mmHg)	脉搏准确度 \pm	5 (%)
适用工作温度	5-40 ()	加印LOGO	可以
是否提供加工定制	是		

福达康ft-a11-3 (语音) 电子血压计臂式全自动特点：采用日本智能语音ic功能，能在测量前测量结果以语音播报测量数据。本型号血压计为用于手臂测量的全自动电子血压计，能够快速简便地测量血压值和脉搏。

本机具有kpa与mmhg显示切换及测量功能

规格说明:

- 品名：臂式全自动电子血压计 (语音)
- 型号：ft-a11-3 (语音)
- 显示方式：数字式液晶显示
- 测量方式：示波法检测方式

- 测量范围：压力：（40mmhg ~ 280mmhg）脉搏数：（40 ~ 160）次/分
- 准确度：压力：（±5mmhg）脉搏数：±5%以内
- 电源：dc3v aaa（5号）2节
- 正常工作环境：温度5 ~ 40 湿度 80%rh
- 贮存运输环境：温度-20 ~ 55 湿度10%rh ~ 93%rh
- 可测量的手臂周长：约220mm ~ 320mm
- 重量：355克（含臂带，电池）
- 外形尺寸（主机）：长135mm × 高93mm × 厚60mm
- 安全分类：内部电源b型
- 加压方式：振动片式泵的加压调整方式
- 快速排气方式：急速排气阀开放方式
- 压力检测：半导体压力传感器
- 脉搏检测：半导体压力传感器
- 本型号电子血压计不可用于幼儿

产品特点：· 测量前至测量结果全程语音播报。· 采用日本进口芯片及感应器。· 使用示波测量法，准确的测出血压。· 从加压、测量到排气全部自动。· 血压值，脉搏数同时显示。· lcd数字液晶显示，清晰易读。· 测量结果以mmhg显示。· 60次测量记忆。· 停机1分钟后自动关机。· 认证: iso 13485, rohs, ce 1023

产品描述：

一、精确稳定检测 因为老年人血压值高、血液粘稠度高或者因动脉硬化而引起末梢循环障碍，致使手腕同手臂的血压测量值相差比较大；还有老年人的手容易抖动，使用臂式血压计就能有效预防这些因素在检测过程中造成测量精度的影响，所以特别适合老年人使用。

二、采用进口芯片

采用进口芯片及感应器，使用目前最为先进的示波测量技术，精确测量血压。三、操作简单

“轻轻一按，出结果！”采用国际领先技术，全智能化设计，做到一键操作，一分钟就轻松检测完成。不再需要自己打气和漫长的等待，也无需医学专业知识，只要轻轻点一下按键就可完成测量，就算没有知识的老人也都可方便使用。四、语音报告结果 福达康专利技术——智能语音播报系统，亲切的告诉你测量时注意事项，更进一步的保证测量结果的准确。

测量完成后又语音播报健康信息，就算视力极度近视的老人家或盲人也可轻松使用。

五、数据清晰易读 超大的高清晰的led显示屏幕设计，显示测量结果清晰易读，方便老人及视力不好的人使用。六、测量过程舒服 采用高科技的技术设计，可以在打气过程中自动侦测你的血压，并根据你的血压的高低智能设定打气的压力，既可防止压力过高或过低影响测量精度，又可避免过高的压力让您产生不舒适的感觉，让您测量过程轻松愉快。

七、电池耐用 采用节能电路设计，使用中电池消耗非常小，同时停止使用1分钟后自动关机，以防忘记关机造成电池浪费，既为您省钱又为环保做贡献。

八、超大的记忆功能 超大的（60）组测量记忆功能，将测量者的血压数据保存在血压计中，让您对自己一段时间内的血压情况了如指掌，也可将数据提供给医生，作为治疗或用药的依据。九、静音 采用高精密的静音气泵充气加压，避免噪音干扰影响检测结果，进一步的提高了测量精度。