

电位滴定仪848

产品名称	电位滴定仪848
公司名称	厦门锐迪电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	厦门思明区莲花广场34号27D
联系电话	86-05925569541 13306051532

产品详情

Titrimo plus系列是Metrohm全新一代自动电位滴定仪，性价比极高。其配置与性能远超人们对同一价位滴定仪的期望：大屏幕实时显示滴定曲线，带芯片的智能交换单元，高分辨率测量输入硬件，支持USB微型打印机，可用鼠标控制操作，仪器对话适合普通使用者，易于操作，只需很短时间便可熟悉。除此之外，非常坚固耐用，是实验室常规分析的理想选择。

· 安装简单 · 智能交换单元，具有滴定试剂监视功能 · 高分辨率信号输入，确保结果精确 · 大屏幕实时显示滴定曲线 · 支持USB微型打印机 · 可使用869紧凑型样品自动进样器 主要技术参数
加液设备：直拉式交换单元 智能交换单元，内置数据芯片 滴定管分辨率：1/10,000（万分之一）
操作方式：键盘和鼠标 菜单语言：英语 滴定台、搅拌器：801磁力滴定搅拌台或802螺旋搅拌器
MEAS：测量pH/mV/T CAL：pH校正（5点） SET设定终点模式 MET等量滴定 DET动态滴定
连接天平、打印机、USB键盘、USB鼠标、USB存储器、条形码阅读器：1 USB口或RS 232或USB Box（可选） 大屏幕实时曲线 PC/LIMS报告 符合GLP/GMP 方法和结果直接存入USB存储器 连接天平：RS 232或USB Box（可选） 通过Remote接口连接样品处理器 手工操作：测量、配液、搅拌

应用领域 · 酸碱滴定，例如：草酸（水相/非水相）含量 · 氧化还原滴定，例如：碘值、铁（II）含量 · 沉淀滴定，例如：氯化物含量 · 络合滴定，例如：钙含量 · 光度滴定，用523 nm或610 nm波长测 · 用极化电极（Ipol，Upol）滴定