

2 × 热启动PCR预混液(MP05301)

产品名称	2 × 热启动PCR预混液(MP05301)
公司名称	广州市百菱生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	Monad:莫纳生物 广州:广州
公司地址	广州市天河区陂东路20号
联系电话	020-29842979 15602277669

产品详情

产品描述

MonAmp 2 × HS Taq Mix的浓度为2 × ，使用方便快捷，能减少PCR操作过程中的污染，使用时只需取适量MonAmp 2 × HS Taq Mix，加入模板和引物，并加入ddH₂O补足体积，使反应体系浓度为1 × 即可进行PCR反应。 Mix中包含热启动MonTaq-HS DNA Polymerase，在PCR反应开始前，该酶的聚合酶活性受到抑制，防止低温条件下非特异性退火或引物二聚体导致的非特异性扩增。该Mix具有良好的扩增特异性和模板兼容性，可扩增5 kb DNA片段，PCR产物3'端带A碱基，纯化后可直接用于T/A克隆。

产品名称 2 × 热启动PCR预混液(MP05301)

货号

MP05301S

MP05301M

产品组成

MonAmp 2 × HS Taq Mix

5 × 1 ml

ddH₂O

5 × 1 ml

4 × 5 × 1 ml