

# 江苏狗咬伤清创机怎么操作 欢迎新老客户咨询

产品名称	江苏狗咬伤清创机怎么操作 欢迎新老客户咨询
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

犬伤清创机采用脉动压力技术，使用特制枪头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高膜标准的犬伤冲洗处置。医疗犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，提升狂犬病预防有效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，规避医疗风险，避免医疗纠纷；医用伤口冲洗机可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。医用伤口冲洗机全自动控制系统：整套控制系统以国家规范为框架，以伤患的安全为目标，同过的控制，一键开启即可自动完成一次标准的犬伤冲洗流程，甚至轻伤患完全可轻松完成自助冲洗。整个冲洗过程中水温、水压、犬清TM 消毒液与清水的交替、生理盐水的后冲洗以及结束时的小票打印等都是全自动完成，无需做其他任何操作！针对重伤患、大面积撕裂伤患等特有手动功能，医护人员可根据情况选择冲洗方式（手动模式同样有程序辅助，降低医护人员工作负担）。高频脉动灌冲：压力水柱结合间歇性的大量水泡瞬间爆裂的冲击，共同作用在冲洗创面，使创口组织规律的收缩舒张，可使创面缝隙中的破碎组织、杂质、病毒、细菌被翻动冲出，同时显著降低患者疼痛阈值，不破坏健康组织，冲洗工作安全高效。

注：脉动压力压强56kPa,频率每分钟900~1800次，安全快速，不会造成清创部位组织水肿” 医用伤口冲洗机多功能冲洗枪：同时枪头手柄带无线控制开关，枪不离手随时调节水压。为了针对不同类的创口，特别研制了多种场景的特制枪头，以保障犬伤清创冲洗的安全高效。例如针对大面积撕裂伤特有扇面枪头；针对开口小，创伤深的伤口有精细枪头可对深创面做彻底灌注冲洗等。医用伤口冲洗机犬清：弱碱性清洗消毒剂：含有二癸基二甲基氯化铵、葡萄糖酸氯己定、表面活性成分等，高效杀毒，无刺激、8小时长效抑菌同时促进伤口快速愈合，有效降低犬伤并发感染和继发细菌感染率。