

# 小巧轻便分样仪

产品名称	小巧轻便分样仪
公司名称	北京旭鑫盛科仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区万家嘉业创业园A区
联系电话	13581733251 13581733251

## 产品详情

### 旋转分样仪工作原理

在加工样品的程中，用来对样品进行缩分的器具，即为分样器。除了简单的二分器以外，电动机驱动的旋转式分样器也是选矿试验室所使用的矿浆分样器。旋转式分样器是通过电动机经减速装置对分样盘进行拖动使其与接矿盘同轴旋转，固定不动的为高位矿浆斗。该种分样器通常仅被用来分样却不被同时用来取样。在分样矿浆的时候，若有较大的矿浆量。由于拖动力和接矿盘上容器的限制而不可以连续分样。

### 旋转分样仪技术参数

进料尺寸	12mm
分样样数	6、8和10份
批次处理量	5000ml
储存程序	10种储存程序
时间设置	1s ~ 99min59s (液晶显示)
转 速	20 ~ 150r/min (液晶显示)
样品瓶容积	25、30、50、100、250和500ml

电源数据 AC 220V ± 10% 50Hz

想要了解更多旋转分样仪的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

## 旋转分样仪

### 离心式分样器

LXFY-2离心式分样器又称作电动分样器，是根据不同重量的东西在离心机里产生的离心力不一样的原理来区分种子里面的坏种和杂质的。适合各种种子、粮食、饲料的精密分样。并且可以在数秒内分样，尤其适合小颗粒农作物。

### 横格式分样器

HGG-II横格式分样器也叫不锈钢分样器、不锈钢横格式分样器，构造简单实用，小巧轻便分样仪，凹槽排列成一直行。横格式分样器主要用来对分各种种子，当把种子从上面倒入到仪器，通过一系列交叉的相反方向的滑道把样品分成相等的两份。

小巧轻便分样仪由北京旭鑫盛科仪器设备有限公司提供。北京旭鑫盛科仪器设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京旭鑫盛科——您可信赖的朋友，公司地址：北京市昌平区万家嘉业创业园A区，联系人：宋经理。