

# 医用外伤冲洗器--医用手术外伤冲洗器

产品名称	医用外伤冲洗器--医用手术外伤冲洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	专用耗材成分:季铵盐+醋酸氯己定 冲洗水流:1.4L~3L/Min 型号:SP-CXQ100B
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

重视创口的外科清创处理狂犬病暴露后导致发病死亡的原因中，伤口处理不当、清创不彻底是首要的因素。另外，咬伤创口的感染率与外科处理有直接的关系。有文献报道，犬咬伤创口感染率高达18%~25%，而猫咬伤创口的感染率更是高达30%~80%。临床实践表明，早期、及时、彻底的外科清创不仅是预防狂犬病也是降低感染率的关键措施之一。犬咬伤创口清创的主要目的就是物理、化学的方法尽可能清除创口内的坏死、失活组织、异物以及动物唾液、细菌、病毒等污染物。暴露后处置：... 伤口冲洗：用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。然后用生理盐水冲洗.....犬伤清创机采用脉动压力技术，使用特制枪头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高膜标准的犬伤冲洗处置。医疗医用外伤冲洗器，科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，规避医疗风险，避免医疗纠纷；的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平的要求，减轻处置人员的工作负担。1、脉动冲洗压力56kpa，不会造成裸露组织的水肿。适用于大面积快速清创，如急诊科犬咬伤患者，被咬伤后正确及时的处理伤口，是防治狂犬病的首道防线，如果及时对伤口进行了正确处理，和抗狂犬病暴露后治疗，则可大大减少发病的危险。医用外伤冲洗器可使创面及裂缝中的异物细菌在人体可承受的安全值压力范围内被翻动和冲掉，实现多方位，大水流适度压力的清创。2、三种冲洗液（犬清弱碱性皮肤黏膜清洗消毒剂、清水和生理盐水）自动反复交替冲洗（完全满足狂犬病暴露预防处置工作规范要求），也可以手动冲洗。均为一键操作。参数记忆，应用维护方便，操作简单3、冲洗液温度可设置在32 ~37 区间恒温，有助于提高除菌率和舒适度。用途：广泛适用于急性创面，如外伤、手术伤、犬咬伤（注册证独有）