

自动电位滴定仪 多少钱 先驱威锋技术 自动电位滴定仪

产品名称	自动电位滴定仪 多少钱 先驱威锋技术 自动电位滴定仪
公司名称	北京先驱威锋技术开发公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区学院路40号
联系电话	13909881359 13909881359

产品详情

如何操作自动电位滴定仪

此时仪器一边滴定一边在屏幕上绘制曲线，滴定结束后仪器自动求出终点体积，终点电位和待测液体的浓度。测量结束拿出电极清洗后放回KCl饱和液体中待用，自动电位滴定仪 价格，关闭滴定仪和电脑关闭电源，结束操作。用自动电位滴定仪时，要保证缓冲溶液的可靠性，不能配错缓冲溶液，否则将导致测量不准，取下电极套后，自动电位滴定仪，应避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触，因为任何破损或擦毛都将使电极失效。复合电极的外参比应经常注意有饱和溶液、补充液可以从电极上端小孔加入，电极应避免长期浸在蒸馏水、蛋白质溶液和酸性氟化物溶液中，电极应避免与有机硅油接触。

电位滴定仪原理

电位滴定法是一种用电极电位的突跃来确定终点的滴定方法。在滴定过程中，滴定容器内浸入一对适当的指示电极和参比电极，随着滴定剂的加入，待测离子浓度发生改变，自动电位滴定仪 多少钱，指示电极的电位也发生变化，自动电位滴定仪 报价，在化学计量点附近可以观察到电位的突变（电位突变），因而根据电极电位突跃可以确定终点的到达，这就是电位滴定法的原理。

自动电位滴定仪使用前的准备和注意事项

自动电位滴定仪是化学实验室的一种理想的容量分析仪器，它适用于环保化工学校冶金制药等各行各业的用于酸碱滴定、氧化还原滴定、非水滴定各类电位滴定的成分分析。该仪器同时又是一台0.01级高精度的PH计，在实验室可作为精密PH计使用。本仪器具有自动滴定等功能，容量滴定值有LED直接数字显示，无论手滴或预设终点自动滴定都非常方便直观。

自动电位滴定仪 多少钱-先驱威锋技术-自动电位滴定仪 由北京先驱威锋技术开发公司提供。“分析仪器制造，电位滴定仪，卡氏水分仪，抑菌圈测量仪等”选择北京先驱威锋技术开发公司，公司位于：北京市海淀区学院路40号，多年来，先驱威锋坚持为客户提供好的服务，联系人：丁红。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。先驱威锋期待成为您的长期合作伙伴！