

加热干式恒温器厂家 加热干式恒温器 莱普特科学仪器厂家

产品名称	加热干式恒温器厂家 加热干式恒温器 莱普特科学仪器厂家
公司名称	莱普特科学仪器（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区清河永泰庄西13号楼103室
联系电话	18612556236

产品详情

恒温金属浴

恒温金属浴取代了传统的水浴加热方式，加热干式恒温器多少钱，可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR反应、电泳的预变性等。可避免了传统水浴加热污染的问题，同时控温更，可控温范围也更大。它没有传统的恒温金属浴那样温度波动大，易污染，控温麻烦等缺点是传统水浴装置的良好替代品。

想要了解更多干式恒温器的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

干式恒温器注意事项

以下内容由莱普特为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

- 1、在设置新的温度过程中，本机系统是仍然按照上次设定的温度值运行，直至SV窗口闪烁数字停止。
- 2、如果显示温度（PV）与第三方测量温度相差0.1 以上时，本机保管人进行温度误差校正。
- 3、在使用仪器的过程中，加热干式恒温器，禁止按压（校准/ADJ）键。
- 4、如果使用在4 恒温4小时以上的实验操作以后，必须清除模块冷凝水。方法是：拔下电源插头切断电源，然后拧开模块上两个黑色旋钮，取出模块，加热干式恒温器品牌，用软布清除各个接触面的冷凝水，然后再将模块安装复位。

金属浴使用时的注意事项：

应定期用干净软布沾少量无水酒精清洗模組上的锥孔；保证试管与锥孔壁接触充分、导热良好、避免污染；仪器表面如有污迹，加热干式恒温器厂家，可用软布沾清洁膏清洗；在仪器进行清洗时，必须切断电源；清洗模組上的锥孔时严禁将清洗剂滴入孔内；仪器表面严禁用腐蚀性清洗剂清洗。

如需了解更多恒温器的相关信息，欢迎关注莱普特网站或拨打图片上的热点电话，我司会为您提供、周到的服务。

加热干式恒温器厂家-加热干式恒温器-莱普特科学仪器厂家由莱普特科学仪器（北京）有限公司提供。莱普特科学仪器（北京）有限公司是北京 海淀区,分析仪器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在莱普特科学仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创莱普特科学仪器更加美好的未来。