

## 奥索假肢 精博辅具|无中间商

产品名称	奥索假肢 精博辅具 无中间商
公司名称	合肥精博康复器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与长白山路交口长润大厦六楼
联系电话	18756569279

## 产品详情

目前国产的假肢零部件是经过一百万次动态强度检测而不破坏，一般普通截肢者一年行走大约也是一百万步左右，所以国产假肢零部件一般是保修一年。国外的假肢零部件经过三百万次动态强度检测而不破坏，零部件的保修也只有两年。残肢有伤时不要使用假肢：如残肢发生破损，在伤口不愈合的情况下使用假肢会加重损伤，后情况会非常严重。因此残肢表面的擦伤要立刻治，在治期间应停止使用假肢。如果接受腔不合适，要及时请技术人员进行修整。后，当发现残肢皮肤发生皮炎以及浮肿等异常现象时，也要停止使用假肢。

开始时双手扶杠，后双手离开平行杠。平行杠内的步行训练注意双脚迈进步幅应一致。原则上假肢侧步幅稍短。为防止踵触地时引起打软腿，股四头肌要用力抗衡。在使用静踝软跟假脚的情况下，应当有后跟下陷的感觉。平行杠以外的步行训练如果在平行杠内双手不扶杠可以行走的话，那么在训练室内行走就能比较容易。为得到好的步态，要努力缩小双脚间隔。行走时注意不要低头，眼睛平视远方，这样身体自然就会挺直。当可以在平地上行走之后，再到不平整路面、阶梯、坡路上行走。

这种假肢是可以重复使用的装置，是由两部分组成，一部分是承受体重的预注成型的框架配合骨骼和假脚而成。另一部分由气压套与气压计组成。原理是采用气压套压缩残肢，防止水肿。同时通过气压计调整装配松紧，帮助患者早期达到站立和移步的功能，奥索假肢

，对锻炼患者平衡能力，恢复残肢良好生理状态和较早的心理康复有非常积极的意义。实际使用效果很好。经过临时假肢安装的患者都能很快适应正式假肢的安装，残肢的适应能力大大提高，很少有皮肤磨破、残肢疼痛的症状。

奥索假肢-精博辅具|无中间商(图)由合肥精博康复器具有限公司提供。合肥精博康复器具有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。精博辅具集团——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区繁华大道与长白山路交口长润大厦六楼，联系人：查经理。