

合肥足下垂矫形器 精博辅具集团

产品名称	合肥足下垂矫形器 精博辅具集团
公司名称	合肥精博康复器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区繁华大道与长白山路交口长润大厦六楼
联系电话	18756569279

产品详情

功能性上肢矫形器的力源可来自自身，也可来自外部。自身力由生病的人肢体的肌肉运动提供，可通过自主运动，也可通过电刺激。股骨转子生病的人，不宜手术固定。用矫形器来固定可满足固定和早期活动的需要。矫形器在外固定的适应症大多是相对的，并在相当大的程度上取决医师对这种疗法的认识和应用技术的掌握。矫形器在外固定的刚度具有可调性，可随着的愈合进行调整。矫形器用于骨外固定特别适用于治性和性骨不连。

保持肩关节外展：用于三角肌、棘上肌腱断裂、肩关节部位、脱位整复后、肩关节手术后、臂丛神经，以及急性发作等。基本功能：代偿与助动：通过某些装置如橡皮筋、弹簧等来提供动力或储能，代偿已经失去的肌肉功能，或对肌力较弱部分给予一定的助力来辅助肢体活动或使瘫痪的肢体产生运动。上肢矫形器主要用于补偿失去的肌力，扶持的肢体，足下垂矫形器，保持或固定肢体与功能位，提供牵引力以防止挛缩，预防或矫正畸形。有时，也可作为一种附加装置用于生病的人。

基本功能：代偿与助动：通过某些装置如橡皮筋、弹簧等来提供动力或储能，代偿已经失去的肌肉功能，或对肌力较弱部分给予一定的助力来辅助肢体活动或使瘫痪的肢体产生运动。大腿矫形器，又称膝踝足矫形器(KAFO)。由大腿部到足底部的结构组成，可控制膝和踝关节运动的矫形器。用于站立时能保持稳定、免荷，预防和矫正变形等目的。矫形器

正式使用前，要进行试穿（初检），了解矫形器是否达到要求，舒适性及对线是否正确，动力装置是否可靠，并进行相应的调整。然后，教会患者如何穿脱矫形器，如何穿上矫形器进行一些功能活动。

合肥足下垂矫形器-精博辅具集团(推荐商家)由合肥精博康复器具有限公司提供。合肥精博康复器具有限公司在器械这一领域倾注了诸多的热忱和热情，精博辅具集团一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：查经理。