

如何使用微量移液器抗紫外线移液器

产品名称	如何使用微量移液器抗紫外线移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

STARLAB电动助吸器可实现无极调速吗？

是肯定的，STARLAB电动助吸器是可以实现无极调速的！调速主要通过控制排液按钮的压下的力度，力度轻一点，则排液的速度就小一点，力度大一点，则排液的速度就快一点，可是根据排液过程中的实际需要随时调整按钮被按下的力度实现无极调速，操作起来非常方便可随心所欲！德国STARLAB微量移液器自进入中国市场以来，目前已经建立起了一批用户群体，目前，根据我司所掌握的信息，目前STARLAB微量移液器的质量问题投诉（反馈加投诉）率低于1%，这样的市场反馈已经相当不容易了，可见STARLAB的质量是过硬的。

STARLAB手动移液器如何调节容量？

很多用户在首次使用STARLAB手动移液器时，不会调节容量，无论怎么旋转容量调节按钮，可是计数器的数字就是改变！这其实是因为STARLAB手动移液器设计有容量锁定功能导致的，调节容量时，需要将容量调节按钮向上用力拉出，当听到咔哒声后即表示解开X锁定，此时即可调节容量，容量设定好后，在首次移液操作时，当容量调节钮被压下的同时，容量调节也就被锁定了，此时容量不可调节！其三，耐用，STARLAB移液器的特殊结构设计和的材料使用，确保了移液器的质量，通常使用三、五年都很正常。

如何正确选择购买移液器（俗称移液）下？

前面我们讨论了如何正确购买移液器的上部分，这里我们继续这个话题：

产品的可靠耐用这一方面，主要取决于移液器所用的材料。对于外壳，应当有较高的耐冲击性、耐腐蚀性和较低的导热性（如PVDF材质）；对于活塞，目前市场上主要有不锈钢、陶瓷和塑料三种材质。不锈钢机械性能好、寿命长，如何使用微量移液器，只是不太适合用于强酸强碱的移液；陶瓷则有很高的耐腐蚀性，但机械性能较差，所以，抗腐蚀性的聚合物材料的活塞，相对来说，比较好！全新的外形设计自然贴合手指，全新的挂钩减少肌肉劳损，使用STRALAB移液器使你享受工作过程。当然，

的材料往往意味着更高的价格，所以需要综合考虑购买价格和寿命的因素。

如何使用微量移液器抗紫外线移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司位于苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前胥硕仪器在实验仪器装置中享有良好的声誉。胥硕仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。胥硕仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。通常移液器的吸头连接头是由塑料制成的，但因为小容量连接头的尺寸限制，如果使用塑料制成的连接头，则连接头的壁太薄而导致不耐用。