

加固款胸腰椎支具腰椎固定器胸腰护具支架生产厂家

产品名称	加固款胸腰椎支具腰椎固定器胸腰护具支架生产厂家
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:大中小 型号:胸腰椎固定器 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

可调胸腰椎固定支具（加固款）

『产品规格』：均码

『性能特点』：本品由医用PE原生料注塑成型，围长可调节，前胸片高36厘米，后片高43厘米，适合67厘米—120厘米不同腰部围长。整体两片式结构，用于矫正和稳定躯干，利用轻微的腹压来减轻脊椎的负荷，

为脊椎提供有力的固定支撑和稳定作用。

,

为脊椎提供有力的固定支撑和稳定作用。

- 1、采用中硬度高分子合成材料；
- 2、前后两片式结构为脊柱提供可靠稳定支撑，具有服帖性好，围长可调，适用范围大的优点。
- 3、符合人体工程学设计的前后护片，提供腰椎的稳定及支撑效果，结构强大，控制力度好。有效限制胸腰椎的曲度、拉伸、侧曲和旋转。
- 4、穿戴方便，内衬可拆洗，侧边粘扣任意调节，可强化腰部支撑，并使其服帖。

腰椎固定支架分为硬性支架和软性支架，硬性支架固定范围往往是全脊柱，分为前、后两个部件，将整

个前胸和后背包裹，像乌龟壳一样包裹得非常紧密，在龟壳外面用局部固定拉条进行支架的固定，就可以稳定脊柱。特别是在脊柱骨折的后期，在脊柱骨折一个月后可以带着腰椎支架下床活动，或者进行如厕都可以。如果没有硬性支架的保护，脊柱骨折要卧床2-3个月。还有一种是软性支架，就是腰围外面带有小的钢板插条，往往是用于腰椎间盘突出或急性腰扭伤的临时固定，只需要将腰围围在腰部、扣紧，就可以。