

颈椎固定器 分体颈托 颈托固定支具厂家

产品名称	颈椎固定器 分体颈托 颈托固定支具厂家
公司名称	安平县欧博康复器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格:大中小 型号:颈托 产地:河北
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇西会沃村497号（注册地址）
联系电话	0318-7528214 15533837232

产品详情

颈椎固定器 分体颈托 颈托固定支具厂家

颈椎病是颈部骨与关节、韧带、关节囊退行性变所产生的一组综合征。颈椎病早期颈部组织尚未出现结构性改变，只是肌、筋膜、韧带组织的缺血、无菌性水肿，肌痉挛，患者表现为颈背部困乏不适，感觉不能支撑头颅。在这一时期进行一定的治疗，包括佩戴颈托，疗效是肯定的，绝大多数患者是完全可以完全治愈的。颈椎病后期，出现颈椎骨质增生、生理曲度异常、椎间不稳、椎管内韧带变性增厚等改变，临床表现为肢体麻木、疼痛、肌无力、眩晕等，这一时期保守治疗，包括佩戴颈托，疗效就不好。目前，临床上将颈椎病分为六型，其中，颈型颈椎病，也可以说早期颈椎病佩戴颈托是非常有效的，部分患者可以痊愈。其他类型颈椎病佩戴颈托疗效有限，但适当佩戴颈托还是有益的。颈托的分类：颈托可分为分体颈托、升降颈托、充气颈托、海绵颈托、四合一颈托，塑料颈围领、头颈胸支具等。

【产品名称】：颈托【产品规格】：成人大中小号【性能特点】：根据人体工程学设计，支撑板与颞骨贴合，佩戴方便。【产品介绍】：此颈托具有柔软、轻便、表面光滑细腻的特点，有大、中、小型号，每种型号都有微

调空间。一般可使用中号、稍胖或偏瘦的可使用大号或小号。

【使用方法】：1、将颈托的前片朝前托住下颌，后片置于后颈。2、调节颈围大小到适当位置后粘贴尼龙扣固定。3、固定时间一般为30~60分钟或遵医嘱。4、固定完毕后，松开魔术扣，然后取下。

请在医师指导下使用。

颈托戴久了会有不适属于正常，我们很难完全避免，但在这个过程中只要注意一些问题，也可以降低不适

。但颈托也不适合长时间佩戴，长时间佩戴会对颈托产生依赖，所以要根据医生的要求佩戴。

佩戴颈托的注意事项：

- 1、选择合适的颈托种类和尺寸，必要时可以局部垫内衬或者是毛巾；
- 2、颈托不能久戴，按照医生的要求适当佩戴，不然时间长了可能会产生依赖，对颈部造成不利影响；