

# 快测数字体温计 GF-MT502

产品名称	快测数字体温计 GF-MT502
公司名称	杭州广发电子技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:其他 用途:商务礼品 适用场合:促销
公司地址	中国 浙江 杭州市 西湖区西湖科技经济园振华路西段288号(杨家塘38号)
联系电话	86-57188308206 13805705185

## 产品详情

材质	其他	用途	商务礼品
适用场合	促销	适用行业	医院学校
品牌	中性	加印LOGO	可以
适用送礼关系	客户	适用送礼事件	活动庆典
适用性别	不限	适用年龄阶段	婴幼儿(0-2)
包装	精致包装		

**主要技术参数和特点：**1)测量范围: 32.0~42.0oc/90.0-107.6of2)测量误差:  $\pm 0.1$  从35.0 到39.0 ( $\pm 0.2$  从95.0 到102.2 ) $\pm 0.2$  低于35.0 或者高于39.0 ( $\pm 0.4$  低于95.0 或者高于102.2 )3)显示方式：液晶显示(三位半)4)测量完成蜂鸣提示功能5)自动关机功能6)记忆功能:最后一次测量值7)电池: 1.5v, ag3钮扣电池

### 【使用方法】

1, 使用前, 应先用酒精对体温计传感头进行消毒2, 按压电源键, 蜂鸣器会发出蜂鸣声, 显示提示符号3, 随后, 显示器显示上次测量的温度, 并持续2秒钟, 接着显示器 °c符号闪烁, 表示处于待测状态4, 将体温计传感头放入测量部位, 显示器显示温度逐渐上升。同时 °c符号闪烁, 表示测量进行中。测量中如连续16秒温度不变, 则 °c符号停止闪烁, 同时发出蜂鸣提示声, 表示体温测量完毕并已记忆测量结果, 即可读取显示出的温度值5, 测量结束后, 如没有按压电源键关闭电源, 则10分钟后自动关机