

白酒组分甲醇分析气相色谱仪

产品名称	白酒组分甲醇分析气相色谱仪
公司名称	山东汇成科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	汇成仪器:气相色谱仪 6960:生产厂家 山东:直销
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道平行南路金源装饰大世界10-3001号
联系电话	13356322722

产品详情

气相色谱仪配置参数：

序号	名称	型号	规格&说明	数量
1	气相色谱	GC-6960	1.大屏幕全中文LCD显示。 2.简体中文菜单，键盘操作，自动记忆设定参数，掉电保护。 3.具有故障自检功能，超温自动保护并报警。 4.大柱箱、大风扇配合自动后开门降温装置，提高了柱箱降温速度，实现了真正意义的近室温运行，温度控制范围：室温 +5 ~ 400 ，控温精度优于 ± 0.1 。	1台
2	色谱柱	专用色谱柱	白酒分析专用柱60米	1套
3	工作站	色谱工作站	白酒专用色谱工作站	
4	标液	白酒标样	1.白酒32组分标液1瓶（含内标丁酯2瓶） 2.白酒甲醇5点标液5瓶（含内标叔戊醇2瓶）	2套
5	空气发生器	HC-3L	1、替代高压钢瓶，使实验室气源仪器化。 2、体积小、重量轻、结构合理、操作简单、使用方便。 3、振动小、噪声低、输出压力稳定、气压波动不大于 $\pm 0.005\text{Mpa}$ ；	1台

			<p>4、安全可靠，配有过压、过流二级保护装置。</p> <p>5、使用寿命长，可连续使用也可间断使用，性能稳定。</p>	
6	氢气发生器	HC-300	<p>1、HC -300氢气发生器由电解池、开关电源、压力控制、流量控制、干燥净化、流量显示等系统组成，通过电解氢氧化钾水溶液得到氢气。</p> <p>2操作简单，只需启动电源开关，即可产气，本仪器具有电解面积大、池温低、性能好、产气量大、纯度高。</p> <p>3输出流量稳定，纯度不衰减，可连续使用等优点。</p> <p>4设有液体回流装置，可有效的确保仪器无返液现象，并设有超压断电功能，保证仪器使用安全。</p>	
合计	总计：*****元（包含上门安装调试培训、顺丰快递包邮；不含13%增值税发票）			

七、白酒32组分分析谱图

八、白酒甲醇谱图

九、售后服务

- 1.免费安装、调试、培训人员。
- 2.帮助用户建立分析方法。
- 3.随机附件免费配置，长期提供配件。
- 4.期12个月，保证期内出现任何质量问题由供方负责（人为原因损坏除外）。
- 5.仪器若出现非人为原因质量问题，在接到用户通知后2小时内响应；一般问题在到达现场后的24h-48h内解决，保修期内出现仪器问题，技术人员前往用户所在地进行维修时一切费用由公司负担。

顺祝商祺！