

电气加热高温炉 科幂仪器|使用寿命长 广州高温炉

产品名称	电气加热高温炉 科幂仪器 使用寿命长 广州高温炉
公司名称	安徽科幂机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市经开区双龙路与望客路交口科幂园区
联系电话	19856658785 19856658785

产品详情

在选择高温电炉时，除了以上几个方面，广州高温炉，客户还可以根据自己的使用条件进行筛选，一定要购买适合自己使用的高温电炉。管式炉温区作用：根据实验要求，选择单温区管式加热炉和多温区管式加热炉。与单温区相比，多热电偶布置在多温区。N温区加热炉的恒温区比（n-1）温区加热炉的恒温区长，部分仪表尺寸变大。高温电炉采用晶闸管触发控制和移相触发控制的闭环技术，输出电压、电流或功率可连续调节，具有恒压、恒流或恒功率的特点；电流环是内环，电压环是外环。

保持炉内清洁，及时清除炉内金属氧化物、炉渣和杂质，装卸工件时要小心，以免损坏硅碳棒。硅碳棒要放在干燥的地方，防止铝头受潮变质。定期检查高温电炉和控制器的连接是否良好。电炉和控制器须在相对湿度不超过85%的地方工作，并且没有会损坏金属绝缘和电子元件的导电粉尘、性气体和腐蚀性气体。高温真空烧结炉烧结完毕后，停止变频，按停止变频开关，逆变停止工作，电气加热高温炉，断开中频电源分闸与断开电源总闸。

高温电炉炉体材料的选择要求选用耐高温、抗震性能好、耐急冷急热的材料。测温元件：测温选用型号的热电偶，电热高温炉，，使用寿命长。如果电炉是真空密封的，气体不能引入。使用前检查用电安全，检查完各项指标后再使用。不要让高温溶液漏到炉底，以免

被底板或堵塞。使用管式炉的注意事项:一旦发现问题，实验室高温炉，立即关闭电源。仪器应放置在空气流通的地方，并应清洁。热电偶在高温下不易拔出，以防止外管爆裂。

电气加热高温炉-科幂仪器|使用寿命长-广州高温炉由安徽科幂仪器有限公司提供。安徽科幂仪器有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。科幂仪器——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市包河区花园大道17号互联网产业园，联系人：程经理。