

多功能清创仪一机多用

产品名称	多功能清创仪一机多用
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

产品原理:

超声波清创选用 40 ± 5 KHZ的超声波产生的空化效应，机械效应和温热效应，同时设备还有清洗液预热的功能，

超声波的空化效应:当超声波作用于冲洗液时可以产生许多的微气泡，这些微气泡随着超声振动做强烈的膨胀和收缩，气泡崩溃时产生微射流，形成冲击力，从而使伤口中的细菌，异物被清除，杀菌率能达到百分之98，能有效去除真菌，坏死组织，同时使坏死组织脱离并清除，但对于完好的组织没有任何损伤，能缩短伤口愈合能缩短百分之40，这种清创主要用于溃疡组织，感染伤口，慢性难愈合伤口处理效果非常明显，如糖尿病足，痿道，窦道，褥疮，神经营养溃疡，外伤性溃疡，由于不直接接触创面，故而可实现无痛清创。

脉动压力清创:采用56Kpa安全水压，快速压力清创将产生出脉冲压力水，使创伤组织表面在收缩和舒张之间有规律的反交替出现，冲洗液中的水流气泡破裂产生的推力，将使夹杂在创面的污染物松动地被水流带走，通过冲洗液的多种物理联合作用可达到清除创面的异物，这种清创主要用于大面积创伤，急救，及各种术前，术后的清创，清创迅速，清洗彻底，视野清晰，从而提高手术质量，赢得抢救时间。使用中冲洗枪的脉动压力水流在医务人员的操作下可以从任意角度针对性地冲洗创面，大大提高清创速度和洁净度。两种方式的清创交替工作可使创面清理更加彻底，快速。废液回收通过负压吸引，可边清创边回收清创废液，避免二次污染和工作环境保持清洁。

这种冲洗方法明显优于传统的创面处理方式，大大减少借助纱布擦拭的次数，减轻患者的痛苦，大面积冲洗速度快捷，方便，清创时间缩短，深度伤口也可得到清除，避免发生二次污染，固体杂物和液体污染一同被清除，冲洗后的污水容易回收，便于集中处理。