

针头过滤器 胥硕公司 如何更换针头过滤器

产品名称	针头过滤器 胥硕公司 如何更换针头过滤器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

CytoOne? 瓶顶过滤系统/ 瓶顶过滤瓶

操作如此简单! , 的创新型CytoOne? 瓶顶过滤瓶具有高流速0.2 μ m PES (聚醚砜) 膜 , 非常适合过滤胎牛 (FBS) 和其他粘性溶液。膜具有低蛋白结合和无表面活性剂的特性。CytoOne? 瓶顶过滤系统提供250ml、500ml和1000ml的成套系统或仅顶部过滤单元。所有装置都是无菌的 , 采用符合美国药典VI级聚材料在位于食品和管理局监管、并通过ISO13485质量管理体系认证的十万级洁净室中生产。与的Cytoone? 免手持底座、托架兼容。可选的扩展底座、托架提供免手持过滤操

作和固定的真空软管连接 , 可实现快速连接使用 并可液体避免溢出。

产品特点 :

- 1) 适用于组织和微生物培养基、 , 如FBS及缓冲液、试剂及实验室过滤解决方案。
- 2) 提供成套过滤瓶或仅瓶顶过滤单元供选择。
- 3) 瓶顶过滤单元适配GL45 螺纹口瓶 , 如Duran?瓶。
- 4) 配有连接真空软管的适配头。
- 5) 人性化设计的瓶身更适合拿取且不易滑落。

- 6) SECUREgrasp? 瓶盖提供了更友好的抓握表面以及用于书写标签的区域。
- 7) 采用美国USP标准VI级原生材料在十万级净化车间内生产
- 8) 通过ISO13485质量管理体系认证。
- 9) 产品通过无细胞毒性、无热源认证，针头过滤器，无菌包装，无菌标准SAL 10⁻⁶。

带书写区的防尘盖，针头过滤器材质，大字体刻度清晰易识别，国产针头过滤器，更大表面积，PES过滤器，低蛋白结合，Quick-Connect?环绕裙边设计确滤时无需手扶，倾斜的轮廓设计带来了额外的空隙便于取拿，手指握力区设计避免滑落，大底座确保操作过程中更稳，不易倾SECUREgrasp? 瓶盖设计有平面书写区，书写更方便。

STARLAB针头过滤器数据表的使用

STARLAB为其针头过滤器准备了一份选择产品的指导性数据表，该表中：R = 建议适用
流速或泡点无明显变化也没有任何可见的化学侵蚀迹象。L = 有限建议适用。
膜可能会表现出一些物理的变化，对于短时间、非关键性的应用可考虑。N = 不建议适用。
膜可能表现不稳定。- = 无相关信息。

注意：过滤器外壳PP材质对上表化学物质具有一定的耐受性，因此上表所给出的适用性判断均是针对不同的膜而言。任何原

因的疏忽或使用错误所造成的后果应由用户自行承担。PP对二不具有耐受性（PVDF或CA对二有一定耐受性），因此不建议使用针头过滤器过滤二溶液。

针头过滤器的选择——滤膜选择？

针头过滤器采用的滤膜有许多种，我在选择时既要考虑化学相容性，又要考虑过滤时间。对于细胞培养基等水相溶液，亲水性滤膜是佳的选择，比如STARLAB的针头过滤器的膜（亲水性聚醚砜）。这种膜的蛋白质结合率低，如何更换针头过滤器，让样品损失达到小，并且流速快，通量高，特别适合培养基的过滤。STARLAB的针头过滤器，目前提供PES、PVDF以及醋酸纤维三种材质的膜！

针头过滤器-胥硕公司-如何更换针头过滤器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司位于苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前胥硕仪器在实验仪器装置中享有良好的声誉。胥硕仪器取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。胥硕仪器全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。