

# SZX10体视荧光显微镜

产品名称	SZX10体视荧光显微镜
公司名称	北京荣兴光恒科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥林巴斯 型号:SZX10 产地:日本
公司地址	北京市昌平区北清路1号院8号楼19层1单元1911 (注册地址)
联系电话	15801118137

## 产品详情

SZX10体视荧光显微镜

可配2组3组4组荧光激发快

### (1) 可以快速检查的操作部

带点击停止装置的变焦旋钮：无需更换镜头可实现0.63~6.3倍的广范围倍率观察。有卡位的定倍观察与连续变倍观察均可实现，并且可装载2个物镜的物镜转换器，可以获得更高倍观察。相机拍摄时，光轴可以垂直设定，不受样本方向影响，获得高可靠性观察及测量结果。

### (2) 丰富的产品阵容，可以选择所需物镜

物镜产品阵容：

DFPL2x/DPFL1.5x/DFPL 0.75x/DFPL

0.5xDFPL系列物镜，可以以优异的色彩保真度精确再现样本的形状。

DFPLAPO 1.25x/DFPLAP01x4进行复消色差纠正后，可以实现高性能，包括优异的分辨能力、良好的对比度和畸变小的图像平整度。

SZX-ACH1.25x /SZX-ACH1x是高分辨率和超长的的工作距离之间达到良好平衡的物镜。

## 2、人体工程学设计和速度

### (1) 基于人体工程学的舒适操作环境

基于人体工程学，追求操作者舒适的操作环境。高性能的奥林巴斯目镜有超宽市场，不管短时间或长时间，观察3D图像时都能轻松观察到，所以减轻眼疲劳。为不同操作者身高差异，准备了上下5~45°可调倾斜角度的观察筒。

### (2) 自动化

SZX10电动调焦驱动使景深扩展技术（EFI）数码存档变的更为高效，并实现了完全自动化。借此甚至可以创立模拟3D图像，消除文档和眼睛在透过立体镜光路所看到的影像间的间隙。为了促进自动化观测，奥林巴斯软件产品提供了各种工具，不仅可以进行简单的2D测量，还可以在易于操作的环境下进行复杂的分析。

### (3) 多样化的照明单元：

薄型LED照明底座有着高操作性和经济性的薄型LED透射照明底座的采用，使厚度减小到原有透射照明装置的一半。可以在观察和作业时把样品放置到较低位置，从而降低视点。可以用于明视场、暗视场和偏振光观察，电能消耗大约是原来的一半，经济实惠。

### (4) 丰富的反射照明产品阵容

备有环形照明、同轴反射照明等多种反射照明装置。可以根据样品和用途选择合适的照明环境。