

VD-01台式溶解氧仪

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | VD-01台式溶解氧仪 |
| 公司名称 | 北京亿赛得科技发展有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:奥立龙 型号:VD-01台式溶解氧仪 类型:溶解氧仪 |
| 公司地址 | 北京市西城区 |
| 联系电话 | 010-66189322 13520573897 |

产品详情

VD-01台式溶解氧仪

Orion奥立龙VC-01台式电导率套装产品介绍：

美国奥立龙VC-01（VSTAR22）台式电导率检测仪 电导率/电阻率/盐度/TDS/温度检测仪装卸模块即插即用，无需关机。四通道可自动识别任一模块，操作简便。

pH/温度模块：可自动识别USA、NIST、DIN缓冲液。pH/ISE(离子浓度)/温度模块：具有pH/温度模块的所有特点；可编辑pH/ISE的校准结果，优化校准曲线，避免重复校准。pH/LogR模块：包含pH模块的所有优点，另外还具备先进的电极诊断功能，测量时无需另配温度探头。电导率/温度模块：可选择电导率、TDS、盐度和电阻率测量模式；内置海水盐度曲线。

溶解氧/温度模块：仪器可自动识别极谱式溶解氧探头和RDO荧光法溶解氧探头。

Orion奥立龙VD-01台式溶解氧RDO/DO温度模块产品特点：

1、5种测量模块自由组合；2、操作界面有中文、英文等6种语言供选择；3、可保存2000组测量数据，符合GLP标准；4、使用USB或RS232端口可传输数据或更新仪器软件；5、内置数据分析软件来传输储存的数据或实时显示读数；6、可同时接入两支Orion Star搅拌器。

Orion奥立龙VD-01台式溶解氧RDO/DO温度模块技术参数：

| Orion VERSA STAR主机参数 | | |
|----------------------|------|---------------|
| 同时工作模块数 | | 较多4个 |
| 测量方法 | | 较多10个 |
| 数据存储 | 数量 | 2000条，符合GLP标准 |
| | 记录类型 | 手动、自动、定时（间隔） |

| | | |
|-------|------|----------------------------|
| | 记录编辑 | 单点删除、全部或部分选择性删除 |
| 输出 | | 1个RS232接口、2个USB接口 |
| 搅拌器接口 | | 2个 |
| BOD计算 | | BOD、DOUR、SOUR (需PC软件) |
| 电源 | | 电源适配器, 90-260V AC, 50-60Hz |
| 防护等级 | | IP54 |

电导率/温度模块 (VSTAR-CND)

| | | | |
|-----|----------|-------------------------------------------|-------|
| 电导率 | 测量范围 | 0.001 μ S – 3000mS | |
| | 分辨率 | 较小0.001 μ S或四位有效数字 | |
| | 相对精度 | 读数的0.5% | |
| | 参比温度 | 5、10、15、20、25 | |
| | 温度补偿类型 | 线性 (0 – 10.0%/) , 非线性, 超纯水非线性, 美国药典纯水限定值 | |
| | 电极常数范围 | 0.001 – 199.9 | |
| | 校准点 | 较多6点 | |
| | 校准编辑功能 | 有 | |
| 电阻率 | 2 – 100M | | 2 -cm |
| 盐度 | 类型 | 实际盐度或海水盐度 | |
| | 范围 | - 80.0ppt NaCl (相对的) ; 0.01 – 42ppt 实际盐度 | 0.01 |
| TDS | 范围 | 0 – 200ppt | 4位有 |
| | TDS因子范围 | 线性0.01 – 10.00 | |
| 温度 | -5 - 105 | | 0.1 |
| | 温度校准功能 | 有, 1点 | |
| 输入 | 电导率电极 | 8针mini DIN接口 | |