

LB-FT630索氏自动提取脂肪仪

产品名称	LB-FT630索氏自动提取脂肪仪
公司名称	广西路博环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	操作方式:外接控制器，大屏幕显示 测定范围:0.1% ~ 100% (0. 样品量:0.5g ~ 15g
公司地址	海城区银河科技产业城B2栋1008室
联系电话	17307791235

产品详情

脂肪仪主要应用于饲料、食品、油料等样品中粗脂肪含量的测定。

主要特点

自动实现萃取、淋洗、试剂回收

收集瓶与萃取室双加热，萃取速度更快

真正的国标索氏提取法，数据真实

支持经典索氏萃取、索氏热萃取、热萃取连续萃取等多种方法，多功能

基于杠杆原理的萃取室压紧机构，高防泄漏

性能指标

测定范围：0.1%~（与样品有关）

萃取时间：缩短20%~80%

重复性：1%（脂肪含量5%~）

控温范围：室温5 ~300

控温精度：±1

技术参数

u 加热功率：1200W

u 输入电压：AC220V ± 10% 50HZ

u 冷却水压：>0.1Mpa

u 冷却水温：<26

u 环境温度：10 ~28

u 通道数：3通道（6通道可选）

仪器详细介绍：

l 自动实现萃取、淋洗、溶剂回收等核心功能，轻松做实验

l 实现全程热浸泡萃取，收集瓶与萃取室双加热，萃取速度快，比传统索氏提取法缩短20%~80%提取时间

l 真正国标索氏提取法，实验数据真实可靠（市面上的半自动脂肪仪不是索氏提取法，只是热浸泡和淋洗）。

l 支持索氏热萃取法、经典索氏萃取法、热萃取法、连续萃取法等多种萃取方法，功能齐全，有机化学实验好帮手

l 基于杠杆原理的萃取室压紧机构，靠性高防泄漏，安全有保障（针对市面自动脂肪仪电机压紧易出问题）

l 萃取过程随时可暂停和恢复，灵活操作

l 加热方式：金属浴加热方式，加热更快，温度更稳定

l 操作方式：外接控制器，大屏幕显示

l 萃取程序：全自动程序控制，可保存10个萃取程序

I 批处理量：3个/批（6个/批可选）

I 样品量：0.5g ~ 15g

I 测定范围：0.1% ~ （0.1%与样品有关）

I 重复性：± 1%（脂肪含量5% ~ ）

I 溶剂回收率：85%（自动回收）

I 萃取时间：缩短20% ~ 80%

I 萃取室容积：120ml

I 接收瓶容积：160ml

I 控温范围：室温+5 ~ 300

I 控温精度：± 1

I 加热功率：1200W