

# Eppendorf 微量离心机

产品名称	Eppendorf 微量离心机
公司名称	深圳市众泰生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	龙华区腾龙路龙塘新村启航大厦
联系电话	15889727864

## 产品详情

这些 24 孔微型[离心机](#)的独特设计可确保安静操作。12 分钟以内的短时间运行非常安静，平均噪音水平为 45 分贝，最大相对离心力可达 21,300 × g。这足以完成大多数常用 DNA/RNA 纯化试剂盒的离心步骤。较长时间运行时，可以通过冷却风扇实现散热。作为流行 Centrifuge 5424/5424 R 的后续产品，这两个新型号包括您喜欢以前型号的所有产品，以及新的转子和软件功能，使您的日常工作更高效，更愉快。

搭载改进型冷却系统Centrifuge 5425 R，可在最高转速下确保最佳分离效果，并使温度降至 4 ° C。离心机可在 8 分钟内完成预冷（~21 ° C 至 4 ° C），可随时进入工作状态。

### 全系列 6 个离心机转子

这种微型离心机搭载 6 个转子，应用范围广泛。该产品首次搭载可容纳 96 根 PCR 试管的水平转子，用于在 PCR/qPCR 前后快速离心液滴和冷凝液。您还可以使用带螺旋盖或锁扣盖的固定角转，用于离心细菌和酵母（容量：10 根 5 mL 试管）。

### 离心期间保护管盖

[Eppendorf](#) Kit rotor F-45-18-11-Kit可在 18 根离心柱和 1.5/2.0 mL 试管中以 18565 x g 的最大速度离心样品。这种独特的转子解决了 MiniPrep 离心柱套件最常见的使用问题，即打开的离心管盖会在洗脱过程中断裂。发生这种问题的通常原因是：标准转子不能为离心过程中打开的离心管盖提供足够的支持。然而，Eppendorf Kit rotor 采用延伸边缘设计，可在离心过程中为管盖提供支撑，防止其断裂。您的管盖再也不会离心过程中发生断裂！

### 用途广泛的离心机转子适配器

Eppendor Rotor FA-10 x 5使得获取细菌、酵母或Eppendorf Tubes 5.0 mL 细胞培养物以及提纯 DNA 或 RNA 和质粒 DNA 变得容易。另外还提供适配器，以实现在不更换转子的情况下使用 1.5/2 mL 离心管以及 HPLC 和 Cryo 离心管进行离心

