

儿童物理降温仪HW1200-儿科冷疗系统

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 儿童物理降温仪HW1200-儿科冷疗系统 |
| 公司名称 | 河南煜博医疗器械制造有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东 |
| 联系电话 | 17334889399 17334889399 |

产品详情

儿童物理降温仪

冷敷代替传统的冰袋，冰块儿对于急性患者例如：软组织拉伤疼痛和骨折疼痛进行冷敷从而使患者局部以至全身消肿，止痛，止渗，降温减轻神经传达到减轻患者疼痛的效果。传统降温例如：冰块，冰袋会对冷敷时间短，从冰箱拿出来，温度在零度以下，温度不可控，融化快，操作不当会使患者烫伤（小孩儿）患者没有舒适度

【快速启动】能在极短时间内快速启动。

【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要的意义。

世界卫生组织建议，发热应选择物理降温。

在保证安全的前提下，符合人体工程学的把手、轻巧灵动的机身设计，操

作简便、降温速度快、效果明显，值得在临床中进行推广应用,让临床操作

更方便。

HW1200产品讲解及优势发热、发烧是婴幼儿时期常见的症状之一,因为幼小婴儿没有健全的体温调节功能，持续高热会阻碍中枢神经系统功能的发挥，严重者会威胁到婴幼儿的生命安全。

现如今医院多数使用冰块、冰袋、额头降温贴等传统的物理降温方式或药物降温。1、冰块、冰袋从冰箱里拿出来温度过低，婴幼儿皮肤较嫩，特别是仍没有语言能力的患儿，在冷敷温度过低时的感受，无法表达出来，很容易造成冻伤情况。2、额头降温贴常见成分主要是冰片、薄荷等，这些物质能让额头的局部皮肤变凉，但并不能真正让颅内温度降低，也就是说达不到真正的退烧效果，只是说能让孩子感到额头变凉，感觉舒服一点。3、药物降温的副作用相对较大。

采用半导体制冷技术，全自动温控，清洁无污染。

温度范围在17 ~ 39 之间，温度可调，步进值为1 。

整机重量仅为2.5kg

快速降温在3分钟内达到设定温度

该治疗项目已经纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医保报销

河南煜博医疗生产的“物理降温仪”采用电子控温，彩色触摸屏，温度可调可控，极端时间内达到设定的温度。机器配有温度超高、超低报警功能。红外温度感应器，可实现实时监控患者体温变化。给患者一个舒适且安全的治疗环境。