

## 科鲁斯特测控公司 龙岩AB 5500串联液质设备怎么样

产品名称	科鲁斯特测控公司 龙岩AB 5500串联液质设备怎么样
公司名称	苏州科鲁斯特测控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市滨河路729号盛宏产业园2208室
联系电话	18915737818 18915737818

### 产品详情

MRM实验中扫描的是一个质量数，所以扫描速度（2,000 amu/sec）已经远远超过了MRM实验的要求；过去制约速度的瓶颈是离子驻留时间，过去常需要几十毫秒，如果过短，数据质量会受到影响。对于MRM切换速度存在同样的瓶颈。

5500的创新设计使其即使在2毫秒的驻留时间、2~3毫秒的MRM切换速度下，不降低数据质量

为了满足DMPK和ADME研究要求的灵敏度，三重四极杆5500系统配置了公司的技术QJet-2离子导入聚焦装置和技术完善的Turbo V离子源，以及功能强大的新一代Analyst 1.5软件，AB 5500串联液质设备怎么样，组成了更适合开发研究每一阶段的、高通量分析平台，它具有超高的定量性能。苏州科鲁斯特测控科技有限公司 苏州科鲁斯特测控科技有限公司（苏州科鲁斯特测控科技有限公司）

液质联用（HPLC-MS）又叫液相色谱-质谱联用技术，它以液相色谱作为分离系统，质谱为检测系统。样品在质谱部分和流动相分离，被离子化后，经质谱的质量分析器将离子碎片按质量数分开，经检测器得到质谱图。液质联用体现了色谱和质谱优势的互补，将色谱对复杂样品的高分离能力，与MS具有高选择性、高灵敏度及能够提供相对分子质量与结构信息的优点结合起来，在分析、食品分析和环境分析等许多领域得到了广泛的应用。科鲁斯特测控公司-龙岩AB 5500串联液质设备怎么样由苏州科鲁斯特测控科技有限公司提供。苏州科鲁斯特测控科技有限公司是从事“色谱、质谱，沃特世的液相、液质”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贾宏艺。