

牙蜡 手动 七彩阳光 通用

产品名称	牙蜡 手动 七彩阳光 通用
公司名称	扬州市七彩刷业有限公司
价格	2.00/个
规格参数	产品类别:手动 品牌:七彩阳光 适用人群:通用
公司地址	中国 江苏 扬州市 江苏扬州邗江区杭集工业园通洲路36号
联系电话	86 0514 87494555 13813181313

产品详情

产品类别
适用人群

手动
通用

品牌
是否一次性

七彩阳光
否

纯实物产品图片如下：

纯白色透明盒和淡蓝色透明盒：纯白透明的带薄荷清香的蜡片：能够站立的蜡片：带蜡盒的蜡片集体照
：蜡片尺寸：长4.5cm*宽2.5cm，每片5根蜡条，蜡条直径 0.4cm

蜡片克重：3.7g

蜡片原料：绝对纯食品级蜡，并有欧美出口检测标准证书。

蜡盒克重：4g

蜡盒原料：f401

蜡盒盖起来尺寸：长5.5cm*宽3.7cm

蜡盒打开尺寸：长5.5cm*宽7.2cm

蜡片颜色：通常白色纯净透明色，带薄荷清香口味（如图）也可以有其它多种水果口味可供选择。

蜡盒颜色：通常纯净透明色（如图），也可以有任何与蜡片相匹配的颜色供您选择！

装箱规格：250片/箱散装。

外箱尺寸：22*12*24.5

每箱毛重：2.2kg

每箱净重:1.93kg

运费方式:江浙沪地区免运费,其它地区自付运费.

此产品已通过出口欧洲检测标准，绝对是食品级蜡原料。

本品为备用品，觉得牙套的钢丝或是托槽磨到或是刺到嘴皮的时候，就可以使用本品了。用手撕下一条蜡，弄到磨或是刺的钢丝上，就可以防止钢丝磨破或是刺破嘴皮了，可以减少痛苦，记得发现就要做好保护，以免钢丝磨破皮了造成口腔溃疡，一旦形成口腔溃疡，没有一个星期，是很难好的，也很痛苦。所以一定要做好预防为主。

牙齿在正畸矫正时经常出现小状况：结扎丝，托槽，钢丝等划破口腔粘膜，现在我们有了正畸保护蜡，免去到口腔诊所的麻烦，自己就能解决了，而且更快捷方便。

我们的牙科正畸蜡带有淡淡的薄荷香味，更有多种水果口味可供选择，本品和3m奥姆具有同样的效果，和各大医院，牙科门诊出售的一样，放心选用，本品在很多医院门诊都售价30元/左右一片的。

在正畸治疗中，患者往往感到口内粘膜与托槽之间摩擦.....该产品抹于摩擦的托槽处.....可以大大改善这种情况。

健康小常识:

从六龄齿以后长的十二个恒牙都是不换的,如发现龋坏就要及时找牙医补上,不然一辈子都没有好牙了,没有一口好乳牙就没有好恒牙,保护牙齿必须从儿童做起.同时,从中间门牙缝开始数过来的6 7号牙,从小长出来就不换的,要用一辈子的,坏了就没有的了,记得从小注意保护好.本店提供全方面的儿童口腔用品,欢迎选购,让你的孩子没有蛀牙.很多人在选牙刷的时候，没有注意到使用毛软的牙刷，还有牙刷动作，是上下刷哦，横刷会破牙表面的釉质哦，硬毛牙刷会伤到牙龈的。同时，牙龈萎缩是不可着逆的，我们要注意保护牙龈，使用护龈的牙膏牙刷。如果牙龈不好和牙龈出血，强烈推荐本公司的系列牙刷和口腔护理产品。容易口腔溃疡和牙龈出血的同时推荐云南白药牙膏。