

SYD-2806G型 自动沥青软化点测定仪

产品名称	SYD-2806G型 自动沥青软化点测定仪
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

SYD-2806G型 自动沥青软化点试验器是根据GB/T 4507《沥青软化点测定法（环球法）》、JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中T 0606-2011《沥青软化点试验（环球法）》所规定的要求设计制造的，适用于测定道路石油沥青、聚合物改性沥青的软化点，也适用于测定液体石油沥青、煤沥青蒸馏残留物或乳化沥青蒸发残留物，兼顾测定部分树脂类材料的软化点。

一、主要技术特点

1. 可选择5 ~ 90 的水浴实验，也可以执行35 ~ +160 的甘油实验；
2. 采用微电脑控制、自动搅拌、线性加热，升温速率维持5 /min的标准要求；
3. 采用激光对射传感器自动检测沥青软化25.4mm沥青软化点值。实验完毕自动显示并自动打印测试结果
4. 自动记录升温速率，可通过查询功能查询每分钟升温记录。
5. 采用7寸液晶触摸屏，中文英文双语操作系统。
6. 烧杯采用耐高温玻璃制成，钢球定位环、钢球等的规格尺寸符合标准要求；
7. 小型台式结构，控制系统和加热系统分离（一左一右），避免了加热系统高温试验对电子元件产生故障。

二、主要技术参数及指标

- 1、输入电源： AC (220 ± 10%) V、 50Hz
- 2、温度分辨率： 0.1
- 3、测量范围： 当试样软化点 80 : 20 ~ 90 ，用蒸馏水做加热介质
当试样软化点 > 80 : 70 ~ 160 ，用甘油做加热介质
- 4、升温速率： 试验开始三分钟后自动调整至 (5 ± 0.5) /min
- 5、加热功率： 650W
- 6、介质搅拌： 磁力搅拌，搅拌速度为(0 ~ 300)转/分钟 无机调速。
- 7、烧杯有效容积： 1000ml
- 8、数据显示： 触摸液晶屏显示
- 9、通讯接口： RS-232C
- 10、适用环境： 15 ~ 35
- 11、相对湿度： 85%
- 12、整机功耗： < 700W
- 13、外形尺寸： 420mm × 270mm × 370mm (长 × 宽 × 高)
- 14、整机重量： 12Kg